

SLS

Administration Tool

MT - Malti

Dokumentazzjoni Avviż

Codonics Prodotti huma Klassi Jien prodotti maħsuba għal użu minn Kura tas-saħħa Professjonisti.

Prodotti ippakkjar u tikkettar, inkluż Grafika Utent Interface (GUI) għal operazzjoni huma Offruta fi Ingliz u tiltaqa MDR, Anness Jien, Kapitolu III, 23.4, tieħu kont il taħriġ u il għarfien ta ' il potenzjali utent.

* Web informazzjoni, Ewlenin Speċifikazzjonijiet, Maħsub Uża, Utent manwali Appendiċi, Malajr Ibda Gwida & Setup IFU huma disponibbli fi sempliċi traduzzjoni Membru Stat Lingwi; primarja IFU huma disponibbli fi Ingliz

Introduzzjoni

Il Codonics ® Safe Label System TM Amministrazzjoni Għodda huwa an importanti hbieb prodott għal il Safe Label System SLS innifsu. L-Għodda ta ' Amministrazzjoni tippermetti lil individwi kkwalifikati tas-sit biex joħolqu l-formularju tad-droga għall-iskjerament fl-SLSs b' mod sigur u riproduċibbli. Jippermetti individwi kkwalifikati tas-sit li jispesifikaw settings tal-konfigurazzjoni SLS u joħolqu pakkett ta ' konfigurazzjoni li jista' jiġi skjerat f'SLSs biex jiddefinixxu l-konfigurazzjoni operattiva tagħhom. Jipprovdi wkoll il-kapaċità li jgħaqqad, jissorvelja, u jibgħat pakketti tal-formulari u tal-konfigurazzjoni lil SLSs speċifikati.

Harsa ġenerali

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) joqgħod kull fejn huma ppreparati l-mediċini u juża l-baži tad-dejta integrata tal-formularji biex tiżdied is-sigurtà tal-pazjent u l-konformità tat-tikkettar. Din id-database, maħluqa bl-użu tal-SLS Administration Tool (AT), hija s-softwer tal-immaniġġjar tas-sistema li jippermetti lill-ispizerija toħloq u tikkontrolla faċilment formularju tad-droga, inklużi mediċini approvati mis-sit, koncentrazzjonijiet u regoli għall-użu, u tespandi l-ambitu ta ' influwenza tal-ispizerija sal-punt tal-preparazzjoni tal-medikazzjoni. L-AT tippermetti lil spizerija tal-isptar biex:

- Malajr u faċilment toħloq a formularju dak jinkorpora approvat fl-isptar drogi, magħquda ma ' l-isptar politiki, flimkien ma ' il Kongunt Kummissjoni (TJC) rekwiziti, u Amerikana Soċjetà ta ' Anestesjologija (BHALA) u ISO tikkettar linji gwida

- Kontroll iskjerament ta ' il formularju, konfigurazzjoni, SLS tal-utent pakketti u softwer aġġornamenti għal kwalunkwe SLS PCS
- Tagħbija approvat mis-sit, apposta formuli fuq kull wieħed SLS PCS hekk dak huma huma disponibbli għal kliniċisti fi il punt ta ' preparazzjoni u amministrazzjoni għal mingħajr periklu ivverifika, identifika u ikkonferma mediċini għal žid pazjent sigurtà u naqqas medikazzjoni żbalji

Irrakkomandat - Rekwiziti għal AT

Server Ħardwer: Intel Kwadru Qalba (i5, i7 jew Xeon) ma ' 4 qlub, 8 GB ram

Iebes Issuq Spazju: Minimu 5 GB hielsa spazju għal applikazzjoni. Irrakkomandat 30 GB totali fi installa

Kompjuter OS: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 u 2019. 64-bit meħtieġ.

Irrakkomandat - Rekwiziti għal AT Klijent

Browser Appoġġ: Internet Explorer IE 8 jew aktar godda

Skrin Riżoluzzjoni: Minimu 1440 x 900; użu default browser fonts

Kompjuter OS: Windows® 10 jew aktar godda

Applikazzjonijiet: Excel® 2003 jew akbar għal miftuħa rapporti

Uniku Iffirma Fuq: AT Utent Ġestjoni bl-użu Microsoft® Aktiv Direktorju