

Horizon[®] G2

Multi-media Imager

GA - Gaeilge

Forbhreathnú

Is íomháitheoir tirim deisce cliste é an Horizon G2 a tháirgeann scannáin mhíochaine cháilíochta dhiagnóiseacha móide priontaí páipéir liathscála má roghnaíonn tú an ghné roghnach páipéir. Tá an íomháitheoir comhoiriúnach le go leor prótacal caighdeánach tionscail lena n-áirítear DICOM agus priontáil líonra Windows. Tá nasc modúlachta díreach ag Horizon freisin, le suas le 24 nasc comhuaineach DICOM. Tá próiseáil íomhá ardluais, líonrú agus spóláil caighdeánach

Sonraíochtaí

Teicneolaíocht Priontála: Teirmeach díreach (oibriú sábháilte tirim, solas an lae)

Rún Spásúil: 320 DPI (12.6 picteilín / mm)

Tríchur: Suas le 100 scannán san uair

Am le hoibriú: 5 nóiméad (réidh le priontáil ó "as ")

Rún Codarsnacha Liathscála: 12 ghotán (4096)

Ionchuir Meán: Dhá caiséad soláthair, 80-100 bileog an ceann

Aschuir Meán: Faigheann duine tráidire, toilleadh 50 bileog

Méideanna na Meán: 8 "x 10", 14 "x 17" (gorm agus soiléir), 11 "x 14" (gorm) Scannán

DirectVista[®]

Roghnach

A, A4, 14 "x 17" Páipéar Liathscála DirectVista

Dmax:> 3.0 le DirectVista Film

Cartlann:> 20 bliain le DirectVista Film, faoi choinníollacha stórála fadtéarmacha ANSI

Soláthar Meán: Tá na meáin go léir réamhphacáistithe agus séalaithe monarchan

Comhéadain: Caighdeán: Ethernet Base-T 10/100 / 1,000 (RJ-45), Sraithuimhir

Prótacail Líonra: Caighdeán: 24 nasc DICOM, FTP, LPR

Roghnach:

Priontáil Líonra Windows

Formáidí Íomhá: Caighdeán: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI

(RGB), Sun Raster, Targa

Roghnach:

Comhoiriúnacht PostScript[™]

Cáilíocht Íomhá: Calabhrú láimhe

Rialú Íomhá: Gáma, Codarsnacht, Polaraíocht, Rothlú, Scálú, Frith-chlaonadh

Rialú Bileog: Coigeartú Dlús (Dmax), Táblaí Cuardaigh (LUT), Rabhaidh Íomhá,

Fothaidil, Clúdach Bileog, Líon Teorann, Ancaire Barraí

Formáidiú Bileog: 1: 1-1: 81; Il-Fhormáidiú Inathraithe (VMF™), Il-Fhormáidiú Seasta (FMF™)

Painéal Rialaithe: Taispeántas LCD mór, cúlbhrait, I measc na soilse stádais tá cnaipí nascleanúna Ar Líne, Foláireamh, Loch, Cumhacht Gníomhach agus Roghchlár

Próiseálaí: Intel

Cuimhne: 2 GB

Diosca Crua: SSD, 32 GB (24 GB ar fáil le haghaidh spólála)

Stóráil Inbhainte: USB le haghaidh uasghrádú bogearraí

Cárta Cliste: 72 KB chun sonraí cumraíochta a stóráil

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, priontáil 400W, díomhaoin 45W

Astaíocht Teasa: Uasmhéid 400W, 1,366 BTU / uair. priontáil, 45W, 153 BTUs / hr.

díomhaoin

Meáchan: 66 lb. (30 kg.)

Toisí Inneall: 14.5 "(37 cm) H, 20.5" (52 cm) W, 24 "(61 cm) L

Comhshaol: Teocht Oibriúcháin: 15-30 C.

Stóráil: -22 - 50 C.

Oibriúcháin

Bogthaise: 10 - 70% R.H. (neamh-chomhdhlúthúcháin)

Barántas: San áireamh tá barántas caighdeánach 12 mhí um Fhilleadh ar an Monarcha

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 2 FDA agus Aicme I.

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,

Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI: FCC Aicme A agus IEC 60601-

1-2: Ed. 4 le haghaidh Saoráidí Cúraim Sláinte Gairmiúla