

Horizon® G2

Daugialypė terpė Vaizduoklis

LT - lietuvių kalba

Dokumentacija ir Pastebėti

Codonics Produktai yra Klasė AŠ Produktai skirti dėl naudoti pateikė Sveikatos apsauga Profesionalai. Produktai pakuotės ir ženklinaimas, įskaitant Grafinis Vartotojas Sąsaja (GUI) dėl operacija yra opasiūlė į Anglų ir susitikti MDR, Priedas AŠ, Skyrius III, 23.4, paėmimas sąskaitą mokymai ir žinių apie potencialus Vartotojas.

* Žiniatinklis informacija, Raktas Specifikacijos, Skirta Naudokite, Vartotojas vadovas Priedas, Greitai Pradėti Vadovas & Sąranka IFU yra prieinama į paprastas vertimas Narys Valstija Kalbos; pirminis IFU yra prieinama į Anglų.

Apžvalga

The Horizon G2 yra an protingas, darbalaukyje sausas vaizduotojas kad gamina diagnostinis kokybė medicininis filmus pliusas pilkos spalvos popieriaus spaudiniai jei tu pasirinkti neprivaloma popieriaus funkcija.

The vaizduotojas yra suderinamas su daugelis industrija standartas protokolai įskaitant DICOM ir „Windows“ tinklo spausdinimas. Horizon taip pat funkcijos tiesioginis modalumas ryšys, su aukštyn į 24 vienu metu DICOM jungtys. Aukštas greičiu vaizdas apdorojimas, tinklų kūrimas ir ritė yra standartas.

Specifikacijos

Spausdinti Technologijos: Tiesioginis terminis (sausas, dienos šviesa saugus operacija)

Erdvinis Rezoliucija: 320 DPI (12.6 taškų / mm)

Pralaidumas: Aukštyn į 100 filmus už valandą

Laikas Į Operuoti: 5 minučių (pasirengęs į spausdinti nuo „Išjungta“)

Pilkai Kontrastas Rezoliucija: 12 bitai (4096)

Žiniasklaida Įėjimai: Du tiekimas kasetės, 80–100 paklodės kiekvienas

Žiniasklaida Išėjimai: Vienas gauti dėklas, 50 lapų talpa

Žiniasklaida Dydžiai: 8 “ x 10 “, 14 “ x 17 “ (mėlyna ir aišku), 11 “ x 14 “ (mėlyna) „DirectVista“®

Filmas

Optionalus A, A4, 14 “ x 17 “ „DirectVista“ Pilkai Popierius

Dmax: > 3.0 su „DirectVista“ Filmas

Archyvas: > 20 metų su „DirectVista“ Filmas, pagal ANSI pratestas saugojimas sąlygos

Žiniasklaida Tiekimas: Viskas žiniasklaida yra iš anksto supakuotas ir gamykla užplombuotas

Sąsajos: Standartinis: 10/100/1 000 Bazė-T „Ethernet“ (RJ-45), Serijinis Konsolė

Tinklas Protokolai: Standartinis: 24 DICOM jungtys, FTP, LPR

Pasirenkama: „Windows“ tinklo spausdinimas

Vaizdas Formatai: Standartinis: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, VSP (RGB), Saulė Rastras, Targa

Pasirenkama: „PostScript™“ suderinamumas

Vaizdas Kokybė: Rankinis kalibravimas

Vaizdas Kontrolė: Gama, Kontrastas, Poliškumas, Sukimas, Mastelio keitimas, Antialiasing

Lapas Kontrolė: Tankis Koregavimas (Dmax), Peržiūra Lentelės (LUT), Vaizdas Įspėjimai, Antraštės,

Lapas Aprėptis, Pasiėnis Užpildyti, Apkarpyti Inkaras

Lapas Formatavimas: 1: 1-1: 81; Kintamas Daugybinis formatavimas (VMF™), Fiksuotas Daugybinis formatavimas (FMF™)

Kontrolė Skydelis: Didelis, apšviestas LCD ekranas rodyti, Statusas žibintai įtraukti Prisijungęs, Budrus, Gedimas, Aktyvus Galia ir Meniu navigacija mygtukus

Procesorius: „Intel“

Atmintis: 2 GB

Sunku Diskas: SSD, 32 GB (24 GB prieinama dėl ritė)

Nuimamas Sandėliavimas: USB dėl programinė įranga atnaujinimai

Protingas Kortelė: 72 KB dėl saugojimas konfigūracija duomenis

Galija: Universalus Įvestis: 100–120 / 230 V ~ 50/60 Hz, 400W spausdinimas, 45W tuščiaja eiga

Šiluma Emisija: Maksimalus 400W, 1,366 BTU / val. spausdinimas, 45W, 153 BTU / val. tuščiaja eiga

Svoris: 66 svarų. (30 kilogramas.)

Variklis Matmenys: 14,5 " (37 cm) H, 20,5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L

Aplinka: Veiklos Temperatūra: 15–30 C, Sandėliavimas: -22 - 50 C, Veiklos Drėgmė: 10 - 70% R.H. (nekondensuojantis)

Reguliavimo: Pilnas medicininis prietaisą laikymasis įskaitant Klasė 2 FDA ir Klasė Aš

MDR 2017/745 / ES (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Elektros Saugumas IEC 60601-1 Red. 3.1 ir EMS / EMI:

FCC Klasė A ir IEC 60601-1-2: Red. 4 dėl Profesionalas Sveikatos apsauga Įranga