

# Horizon® G2

Multi-media Immaġinatur

MT - Malti

## Dokumentazzjoni u Avviż

Codonics Prodotti huma Klassi Jien prodotti maħsuba għal użu minn Kura tas-saħħa Professionisti. Prodotti ippakkjar u tikkettar, inkluż Grafika Utent Interface (GUI) għal operazzjoni huma offered fi Ingliz u tiltaqa MDR, Anness Jien, Kapitolu III, 23.4, tiegħu kont il taħriġ u il għarfien ta ' il potenzjali utent.

\* Web informazzjoni, Ewlenin Speċifikazzjonijiet, Maħsub Uża, Utent manwali Appendiċi, Malajr Ibda Gwida & Setup IFU huma disponibbli fi sempliċi traduzzjoni Membru Stat Lingwi; primarja IFU huma disponibbli fi Ingliz.

## Ħarsa generali

Il Horizon G2 huwa an intelligenti, desktop niexef immaġinatur dak tipproduċi dijanjostiku kwalità mediku films plus skala tal-griz karta stampi jekk int aghżel il mhux obligatorju karta karatteristika. Il immaġinatur huwa kompatibbli ma ' ħafna industrija standard protokollu inkluż DICOM u Windows netwerk stampar. Horizon ukoll karatteristiċi dirett modalità konnessjoni, ma ' sa għal 24 simultanju DICOM konnessjonijiet. Għoli veloċità immaġni ipproċessar, netwerking u spooling huma standard.

## Speċifikazzjonijiet

Stampa Teknoloġija: Dirett termali (niexef, dawl tax-xemx bla periklu operazzjoni)

Ġeografika Riżoluzzjoni: 320 DPI (12.6 pixels / mm)

Fluss: Fuq għal 100 films kull siegħa

Hin Lil Haddem: 5 minuti (lest għal jistampa minn "Mitfi")

Skala tal-griz Kuntrast Riżoluzzjoni: 12 bits (4096)

Midja Inputs: Żewġ provvista kassetts, 80-100 folji kull wieħed

Midja Outputs: Waħda jirċievu trej, 50 folja kapacià

Midja Daqsijiet: 8 " x 10 " , 14 " x 17 " (blu u ċar), 11 " x 14 " (blu) DirectVista® Film

Ofakultattiv A, A4, 14 " x 17 " DirectVista Skala tal-griz Karta

Dmax: > 3.0 ma ' DirectVista Film

Arkivju: > 20 snin ma ' DirectVista Film, taħt ANSI fit-tul ħażna kondizzjonijiet

Midja Provvista: Kollha midja huwa ippakkjat minn qabel u fabbrika issigillat

Interfaces: Standard: 10/100 / 1,000 Bażi-T Ethernet (RJ-45), Serjali Console

Netwerk Protokollu: Standard: 24 DICOM konnessjonijiet, FTP, LPR

Mhux obligatorju: Windows netwerk stampar

Immaġni Formati: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), xemx Raster, Targa

Mhux obligatorju: PostScript™ kompatibilità

Immaġni Kwalità: Manwal kalibrizzjoni

Immaġni Kontroll: Gamma, Kuntrast, Polarità, Rotazzjoni, Skalar, Antialiasing

Folja Kontroll: Densità Aggustament (Dmax), Hares il-fuq Tabelli (LUT), Immaġni Twissijiet, Captions,

Folja Kopertura, Fruntiera Imla, Hsad Ankra

Folja Ifformattjar: 1: 1-1: 81; Varjabbli Multi-Ifformattjar (VMF™), Iffissat Multi-Ifformattjar (FMF™)

Kontroll Panel: Kbir, imdawwal LCD wiri, Status dwal jinkludu Online, Twissija, Tort, Aktiv Qawwa u Menu navigazzjoni buttuni

Proċessur: Intel

Memorja: 2 GB

Iebes Diska: SSD, 32 GB (24 GB disponibbli għal spooling)

Li tista 'titneħħa Hażna: USB għal softwer promozzjonijiet

Intelligenti Karta: 72 KB għal hażna konfigurazzjoni dejta

Qawwa: Universali Input: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W stampar, 45W wieqaf

Sahħan Emissjoni: Massimu 400W, 1,366 BTUs / siegħa. stampar, 45W, 153 BTUs / siegħa. wieqaf

Piż: 66 lbs. (30 kg.)

Magna Dimensjonijiet: 14.5 " (37 cm) H, 20.5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L

Ambjent: Joperaw Temperatura: 15-30 C, Hażna: -22 - 50 C, Joperaw Umdità: 10 - 70% R.H. (mingħajr kondensazzjoni)

Regolatorju: Shiħ mediku apparat konformità inkluz Klassi 2 FDA u Klassi Jien

MDR 2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Elettriku Sigurtà IEC 60601-1 Ed. 3.1 u EMC / EMI:

FCC Klassi A u IEC 60601-1-2: Ed. 4 għal Professionali Kura tas-sahħa Faċilitajiet