

Horizon[®] GS

Multi-media Imager

SL - Slovenski Jezik

Pregled

Horizon G2 je inteligentna namizna suha slika, ki proizvaja diagnostične kakovostne medicinske filme in sivinske papirnate odtise, če izberete neobvezno funkcijo papirja. Imager je združljiv s številnimi industrijskimi standardnimi protokoli, vključno z omrežnim tiskanjem DICOM in Windows. Horizon ima tudi neposredno modalno povezavo z do 24 istočasnimi povezavami DICOM. Hitra obdelava slik, mreženje in spool so standardni

Specifikacije

Tehnologija tiskanja: Neposredno termično (suho, varno pri dnevni svetlobi)

Prostorska ločljivost: 320 DPI (12,6 slikovnih pik / mm)

Pretočnost: do 100 filmov na uro

Čas Za Deluje: 5 minut (pripravljeno za tiskanje od "off")

Ločljivost sivine: 12 bitov (4096)

Vhodi za medije: tri reže za kasete za 80-100 listov

Medijski izhodi: en sprejemni pladenj, zmogljivost 50 listov

Velikosti medijev: 8 "x 10", 14 "x 17" (modra in prozorna), 11 "x 14" (modra) Film

DirectVista[®]

A, A4, 14 "x 17" sivinski papir DirectVista

Dmax:> 3,0 z filmom DirectVista

Arhiviranje:> 20 let z filmom DirectVista pod pogoji daljšega skladiščenja ANSI

Oskrba z mediji: Vsi mediji sopedpakirano in tovarniško zaprti

Vmesniki: standardno: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45), serijska konzola

Omrežni protokoli: standardni: 24 povezav DICOM, FTP, LPR

Izbirno: omrežno tiskanje sistema Windows

Formati slik: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB),

Sončni raster, Targa

Izbirno: združljivost s PostScript[™]

Kakovost slike: ročno umerjanje

Nadzor slike: gama, kontrast, polarnost, zasuk, skaliranje, izravnava

Nadzor listov: prilagoditev gostote (Dmax), iskalne tabele (LUT), opozorilna slika, napisi, pokritost listov, polnjenje robov, sidro pridelka

Oblikovanje listov: 1: 1 - 1:81; Spremenljivo večoblikovanje (VMF[™]), fiksno večoblikovanje (FMF[™])

Nadzorna plošča: velik LCD zaslon z osvetljeno osvetlitvijo, lučke stanja vključujejo Online, Alert, Fault, Active

Gumbi za vklop in krmarjenje po meniju

Procesor: Intel

Pomnilnik: 2 GB

Trdi disk: SSD, 32 GB (24 GB na voljo za spool)

Odstranljiv pomnilnik: USB za nadgradnjo programske opreme

Pametna kartica: 72 KB za shranjevanje konfiguracijskih podatkov

Moč: Univerzalni vhod: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W tiskanje, 45W v prostem teku

Emisija toplote: največ 400 W, 1.366 BTU / uro. tiskanje, 45 W, 153 BTU / uro. nedejaven

Teža: 66 lbs. (30 kg.)

Mere motorja: 14,5 "(37 cm) H, 20,5" (52 cm) W, 24 "(61 cm) L

Okolje: Delovna temperatura: 15-30C, Skladiščenje: -22 - 50C

Delovna vlažnost: 10-70% RH (brez kondenzacije)

Predpisi: Popolna skladnost medicinskih pripomočkov, vključno z razredom 2 FDA in

razredom MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485:

2016, Električna varnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 in EMC / EMI: FCC razred A in IEC 60601-1-2:

Ed. 4 za poklicne zdravstvene ustanove