

Codonics Farbpapier


Mit mehr der heutigen medizinischen Systeme mit Farbanwendungen, Codonics führt die Branche mit unserem ChromaVista® Color Paper

"Wir arbeiten mit einer Neurologiegruppe zusammen, die begeistert war, als sie sahen, wie unsere gestochen scharfen Farbstudien auf Papier

bequem in Patientendiagramme gerutscht werden. Es hat ihre Praxis buchstäblich verändert."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator für Die ClevelandKlinik, Abteilung für Regionale Radiologie


- Codonics exklusive Medical Color Matching (MCM™)
Stellt sicher, dass Drucke mit Softcopy-Monitoren übereinstimmen
- Ideal für den Rückfall von Ärzten und Patientenheimen
- Speziell für medizinische Anwendungen entwickelt, Codonics Farbpapier ist FDA-zugelassen und vollständig archivierbar
- Bildqualität ist Laser- und Bürodruckern weit überlegen mit 16,7 Millionen Farben
- Die einzige Farbausgabe in der Branche, die wirklich Rivalen konventionelle Farbfotofolie



Codonics ChromaVista® Farbpapier

Codonics führte die weltweit erste DICOM-Farbe ein
Imager und hat Pionierarbeit bei der Multimedia-Medien-
Imager seit über einem Jahrzehnt. Wir sind die Industrie
Führender Anbieter von Farbbildnern mit über 25.000
Installationen weltweit.

Unser Horizon Multi-Media Imager bietet atemberaubende
Edge-to-Edge-Farbdruck zur Maximierung der Bildgebung
und Abfallzufuhr. Codonics exklusiv
Medical Color Matching (MCM™) ist ein
Bildverarbeitungsfunktion, die gedruckte
Ausgabefarben, um Softcopy-Monitore genau zu entsprechen.
Dieser Prozess korrigiert Unterschiede in Farbton, Sättigung,
und Intensität zwischen Drucker und Softcopy
Überprüfungsstationen. Benutzer können leicht bestimmen,
die beste Übereinstimmung für ihren Bildschirm mit dem automatischen
MCM-Bracketing-Funktion, die in jede
Codonics Imager.



Farbdrucke passen immer zu Softcopy-Monitoren mit unseren exklusiven
Medical Color Matching (MCM™) Funktion. Konsistenz, Klarheit und
Sättigung mit Codonics Farbstoff-Diffusionstechnologie weit überschreitet
Wachs- oder Tintenstrahldrucker.

ChromaVista Farbpapier hat eine schwere,
Fotogewicht Basismaterial, das Wasser und Reißen
widersteht. Da es keine Tinte oder Toner gibt,
verschmieren oder übertragen Bilder niemals auf Hände
oder andere Drucke.

Spezifikationen:

- Kompatibel mit Horizon und
und NP/ EP Multimedia-Imager
- Kontinuierliche Tonfarbwiedergabe
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
(reflektierend)
- Dicke bei 0,2 mm

Verfügbare Größen:

Horizont

A (8,5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-Mail: info@codonics.com
www.codonics.com

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Codonics unter
800-444-1198 oder 440-243-1198 und fragen Sie nach
unsere Medienvertriebsabteilung.**

* ChromaVista Farbpapier ist für den Einsatz in den meisten Codonics-Imagern verfügbar, einige Modell- und Größenbeschränkungen gelten. Die Spezifikationen sind
änderungsfrei. Wenden Sie sich an Ihren Codonics-Vertreter, um die neuesten Informationen zu erhalten. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A