

Kodonics väripaperi


Enemmän nykypäivän lääketieteellisiä järjestelmiä käyttäen värISOvelluksia, Codonics johtaa alan kanssa Meidän ChromaVista® Color Paper

"Työskentelemme neurologian ryhmä, joka oli innoissaan, kun he näkivät, miten partaveitsi-terävä väri tutkimuksia paperilla

voidaan liukastua kätevästi potilaskaavioihin. Se kirjaimellisesti muutti heidän käytäntöään."

John C. Litchney, MBA, RT, klinikan hallintovirkamies, Clevelandalueradiologian laitos

- Codonics yksinomainen Medical Color Matching (MCM™) varmistaa, että tulosteet vastaavat ohjelmistokopiointin näyttöjä
- Ihanteellinen lääkäreille ja potilaskodeille
- Suunniteltu erityisesti lääketieteellisiin sovelluksiin, Codonics väripaperi on FDA hyväksytty ja täysin tarkistettavissa
- Kuvanlaatu on paljon parempi kuin laser- ja toimistotulostimet mukana 16,7 miljoonaa väriä
- Alan ainoa värituotos, joka todella kilpailee perinteinen väri valokuvaus elokuva




Codonics ChromaVista®

Väripaperi

Codonics esitteli maailman ensimmäisen DICOM-väriin ja on ollut edelläkävijä monimediassa yli vuosikymmenen ajan. Olemme alaa johtava värikuvantajien yli 25000 maailmanlaajuisesti.

Horizon Multi-media Imager -kuvaajan ominaisuudet ovat upeita reunasta reunaan -väritulostus, mikä maksimoi kuvantamisen koko ja vähentää jätettä. Codonics yksinomainen Medical Color Matching (MCM™) on edistynyt kuvankäsittelytoiminto, joka säätää tulostettuja tulostusvärit, jotka vastaavat tarkasti ohjelmakopiointin näyttöjä. Tämä prosessi korjaa värisävyn, värikylläisyyden, ja voimakkuus tulostimen ja ohjelmakopiointin välillä tarkastusasemilla. Käyttäjän voi helposti määrittää parhaiten heidän näytöllään käyttämällä automaattista MCM-haarukointiominaisuus, joka on sisäänrakennettu Codonics imager.



Väritulosteet vastaavat aina softcopy-näyttöjä Lääketieteellinen värien sovitus (MCM™) -ominaisuus. Johdonmukaisuus, selkeys ja värikylläisyyttä Codonics-väridye-diffuusiotekniikalla, joka on paljon suurempi kuin vaha- tai mustesuihkutulostimia.

ChromaVista Color Paper on raskas, valokuva-paino pohja materiaali, joka kestää vettä ja repimistä. Koska mustetta tai väriainetta ei ole, kuvat eivät koskaan tahraa tai siirrä käsiin tai muihin tulosteisiin.

Eritelmät:

- Yhteensopiva Horizonin ja ja NP/ EP multi-media imagers
 - Jatkuva sävy värintoisto
 - Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD
- Mitä sinä täällä teet?
- Paksuus ~ 0.2mm

Saatavilla olevat koot:

Horizon

A (8,5 x 11")
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Faksi
Lähetä info@codonics.com sähköpostitse
www.codonics.com

**Lisätietoja codonics osoitteessa
800-444-1198 tai 440-243-1198 ja pyydä
mediamyöntiosastollemme.**

* ChromaVista Color Paper on käytettävissä useimmissa Codonics imagers, jotkut malli- ja kokorajoitukset ovat voimassa. Tekniset tiedot ovat voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteyttä Codonicsin edustajaan saadaksesi viimeisimmät tiedot. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A