

Codonics színes papír


A több mai orvosi rendszerek segítségével színes alkalmazások, Codonics vezeti az iparágat a mi ChromaVista® színes papír

"Egy neurológiai csoporttal dolgozunk, amely izgatott volt, amikor látták, hogy a borotvaéles színtanulmányaink papíron

kényelmesen becsúsztható a betegek kórlapjába. Szó szerint megváltoztatta a praxisukat."

John C. Litchney, MBA, RT, A Klinika adminisztrátora, Regionális Cleveland Radiológiai Osztály

- Codonics exkluzív orvosi színegyeztetés (MCM™) biztosítja, hogy a nyomatok egyeznek a lágy másolatú monitorokkal
- Ideális a hivatkozó orvosok és a beteg take-homes
- Kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz, codonics színes papír FDA által jóváhagyott és teljes mértékben archiválható
- A képminőség sokkal jobb, mint a lézeres és irodai nyomtatók 16,7 millió színnel
- Az egyetlen színes kimenet az iparágban, amely valóban riválisok hagyományos színes fényképezési film




Codonics ChromaVista®

Színes papír

A codonikák bemutatták a világ első DICOM színét és úttörő szerepet tölt be a multimédiás több mint egy évtizede. Mi vagyunk az ipar vezető színes képek több mint 25.000 létesítmények világszerte.

Horizon multi-media imager funkciók lenyűgöző széltől szélíg történő színes nyomtatás, a képalkotás maximalizálása méretét és a hulladék csökkentését. Codonics exkluzív Az orvosi színegyeztetés (MCM™) egy fejlett képfeldolgozási funkció, amely beállítja a nyomtatott a lágymásolatú monitorok pontos egyeztetéséhez. Ez a folyamat korrigálja a színárnyalat, a telítettség, a és intenzitása a nyomtató és a lágymásolás felülvizsgálati állomásokon. A felhasználó könnyen meghatározhatja a legjobb anamtos megfelel a képernyőn az automatikus MCM konzolos funkció, amely be van építve minden Codonics imager.



A színes nyomatok mindig egyeznek a lágymásolatmonitorokkal az exkluzív Orvosi színegyeztetés (MCM™) funkció. Következetesség, egyértelműség és a Codonics színegyeztetés-diffúziós technológiával való telítettség messze meghaladja a víz- vagy tintasugaras nyomtatóké.

ChromaVista színes papír egy nehéz, fénytömeg alapanyag, amely ellenáll a víznek és a szakadásnak. Mivel nincs tinta vagy festék, a képek soha nem kenetet vagy át rá kezét vagy más nyomatok.

Előírások:

- Kompatibilis a Horizon és a és NP/ EP multi-media rendszerezők
- Folyamatos tónusszínviszaadás
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD (fényvisszaverő)
- Vastagság ~ 0,2 mm

Elérhető méretek:

Horizon

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-mail info@codonics.com
www.codonics.com

További információkért forduljon a Codonics-hoz.

**800-444-1198 vagy 440-243-1198 és kérjen
a média értékesítési osztályunk.**

* ChromaVista színes papír használható a legtöbb Codonics képkészítők, néhány modell és méret korlátozások vonatkoznak. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért forduljon a Codonics képviselőjéhez. Szerzői jog © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A