

Codonics Color papīrs


Ar vairāk šodienas medicīnas sistēmas, izmantojot krāsu lietojumu, codonics noved nozares ar mūsu chromavista® Color Paper

"Mēs strādājam ar neiroloģijas grupu, kas bija saviļņots, kad viņi redzēja, kā mūsu razor-sharp krāsu pētījumus par papīra

var ērti paslīdēja pacientu diagrammās. Tas burtiski mainīja savu praksi. "

John C. Litchney, MBA, RT, administrators Clevelandklīnika, reģionālās radioloģijas departaments

- Codonics ekskluzīva medicīnisko krāsu saskaņošana (MCM™) nodrošina, ka izdrukas atbilst mīksto kopiju monitoriem
- Ideāli piemērots ārstiem un pacientu Take-Homes
- Īpaši izstrādātas medicīniskām lietotnēm, Codonics krāsu papīrs ir FDA apstiprināts un pilnībā arhivējamu
- Attēla kvalitāte ir daudz pārāka par lāzera un biroja printeriem attēloti 16 700 000 krāsas
- Vienīgais krāsu produkciju nozarē, kas patiesi sāncenšiem parasto krāsu fotofilmas




Codonics Chromavista®

Krāsu papīru

Codonics iepazīstināja ar pasaulē pirmo DICOM krāsu Imager un ir vadošā Multi-Media sensori vairāk nekā desmit gadus. Mēs esam nozare līderis krāsu sensori ar vairāk nekā 25 000 iekārtām visā pasaulē.

Mūsu Horizon Multi-Media Imager piedāvā satriecošus pārklājošās krāsu izdrukas, maksimizējot attēlveidošanas lielumu un samazinot atkritumus. Codonics Exclusive Medicīnisko krāsu saskaņošana (MCM™) ir uzlabota attēlu apstrādes līdzeklis, kas pielāgo drukātos izvades krāsas, lai precīzi atbilstu mīksto kopiju monitoriem. Šis process labo atšķirības tonis, piesātinājums, un intensitāti starp printeri un mīksto kopiju pārskatiet stacijas. Lietotāja var viegli noteikt vislabāk atbilst viņu ekrānam, izmantojot automātisko MCM vairākkadru uzņemšanas funkcija, kas ir iebūvēta katrā Codonics Imager.



Krāsu izdrukas vienmēr saskaņot elektronisks formāts monitori ar mūsu ekskluzīvo Medicīnisko krāsu saskaņošana (MCM™) funkciju. Konsekvenci, skaidrību un piesātinājums ar Codonics krāsu difūzijas tehnoloģiju ievērojami pārsniedz vaska vai strūklprinteru printeriem.

ChromaVista krāsu papīram ir smags, foto-svars bāzes materiāls, kas ir izturīgs pret ūdeni un plīsumi. Tā kā nav tintes vai tonera, attēli nekad uztriepes vai nodot uz rokas vai citas izdrukas.

Specifikācijas:

- Savietojams ar apvārsni un un NP/EP Multi-Media sensori
- Nepārtraukta toņu krāsu renderēšana
- DMin < 0,10 OD, DMax > 2,500 OD atstarojoša
- Biezums ~ 0,2 mm

Pieejamie izmēri:

Horizonta

A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-pasts info@codonics.com
www.codonics.com

**Plašāku informāciju lūdziet Codonics
800-444-1198 vai 440-243-1198 un lūdziet
mūsu mediju tirdzniecības departaments.**

* Chromavista krāsu papīrs ir pieejams lietošanai vairumā codonics imagers, daži modeļa un lieluma ierobežojumi attiecas. Specifikācijas ir var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Sazinieties ar Codonics pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Autortiesības © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A