

Codonics Kleurenpapier


Met meer van de huidige medische systemen met behulp van kleurtoepassingen, Codonics leidt de industrie met onze ChromaVista® Color Paper

"We werken met een neurologiegroep die blij was toen ze zagen hoe onze vlijmscherpe kleurstudies op papier

kunnen gemakkelijk in patiëntenkaarten worden gegleden. Het veranderde letterlijk hun praktijk."

John C. Litchney, MBA, RT, Beheerder voor de ClevelandKliniek, Afdeling Regionale Radiologie

- Codonics exclusieve Medical Color Matching (MCM™) zorgt ervoor dat afdrucken overeenkomen met soft-copy monitoren
- Ideaal voor verwijzende artsen en patiënten take-homes
- Speciaal ontworpen voor medische toepassingen, Codonics kleurpapier is fda goedgekeurd en volledig archiveren
- Beeldkwaliteit is veel beter dan laser- en kantoorprinters met 16,7 miljoen kleuren
- De enige kleuroutput in de industrie die echt concurreert conventionele kleur fotografische film




Codonics ChromaVista®

Kleurpapier

Codonics introduceerde 's werelds eerste DICOM kleur imager en is baanbrekend multi-media imagers voor meer dan een decennium. Wij zijn de industrie leider in kleurimagers met meer dan 25.000 installaties wereldwijd.

Onze Horizon Multi-media Imager beschikt over verbluffende edge-to-edge kleurafdrukken, het maximaliseren van beeldvorming grootte en vermindering van afval. Codonics exclusief Medical Color Matching (MCM™) is een afbeeldingsverwerkingsfunctie die afgedrukte uitvoer kleuren die nauwkeurig overeenkomen met soft-copy-monitoren. Dit proces corrigeert verschillen in tint, verzadiging, en intensiteit tussen de printer en soft-copy review stations. Gebruikers kunnen eenvoudig bepalen de beste match voor hun scherm met behulp van de automatische MCM bracketing functie die is ingebouwd in elke Codonics imager.



Kleurenprints komen altijd overeen met softcopy monitoren met onze exclusieve Medical Color Matching (MCM™) functie. Consistentie, duidelijkheid en verzadiging met Codonics kleurstof-diffusie technologie veel groter is dan die van was- of inkjetprinters.

ChromaVista Color Paper heeft een zware, fotogewicht basismateriaal dat bestand is tegen water en scheuren. Aangezien er geen inkt of toner, beelden nooit uitstrijke of overdracht op handen of andere prints.

Specificaties:

- Compatibel met Horizon en en NP/ EP multi-media imagers
- Continue kleurweergave van toon
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD (reflecterend)
- Dikte ~ 0,2 mm

Beschikbare maten:

Horizon

A (8,5 x 11 inch)
A4 (210 x 297 mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-mail info@codonics.com
www.codonics.com

Voor meer informatie u contact opnemen met Codonics op 800-444-1198 of 440-243-1198 en vraag om onze afdeling Media Sales.

* ChromaVista Color Paper is beschikbaar voor gebruik in de meeste Codonics imagers, sommige model en grootte beperkingen van toepassing. Specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neem contact op met uw codonics vertegenwoordiger voor de laatste informatie. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A