

# Papier kolorowy Codonics


*Dzięki większej liczbie dzisiejszych systemów medycznych wykorzystujących aplikacje kolorowe, Codonics prowadzi branżę dzięki naszemu Kolorowi ChromaVista®*

*"Współpracujemy z grupą neurologii, która była zachwycona, gdy zobaczyli, jak nasze ostre jak brzytwa badania kolorów na papierze*

*można wygodnie wsunąć do wykresów pacjentów. To dosłownie zmieniło ich praktykę."*

*John C. Litchney, MBA, RT, Administrator ClevelandKliniki, Zakład Radiologii Regionalnej*

- Codonics wyłączone Medical Color Matching (MCM™) zapewnia, że wydruki pasują do monitorów kopii miękkiej
- Idealny do lekarzy kierujących i pacjentów do domów
- Specjalnie zaprojektowany do zastosowań medycznych, Codonics papier kolorowy jest zatwierdzony przez FDA i w pełni archiwalny
- Jakość obrazu jest znacznie lepsza od drukarek laserowych i biurowych 16,7 miliona kolorów
- Jedyna produkcja kolorów w branży, która naprawdę rywalizuje konwencjonalna kolorowa folia fotograficzna




# Codonics ChromaVista®

## Kolorowy papier

Codonics wprowadziła pierwszy na świecie kolor DICOM imager i jest pionierem multi-media przez ponad dekadę. Jesteśmy branżą lider kolorowych imagerów z ponad 25 000 instalacji na całym świecie.

Nasz multi-media Imager Horizon oferuje oszczędzające drukowanie kolorów od krawędzi do krawędzi, maksymalizacja obrazowania i redukcji ilości odpadów. Codonics na wyłączność Medical Color Matching (MCM™) jest zaawansowanym funkcją przetwarzania obrazu, która dostosowuje druk kolorów wyjściowych, aby dokładnie dopasować monitory kopii miękkiej. Proces ten koryguje różnice w odcieniu, nasyceniu, i intensywność między drukarką a miękką kopią stacji recenzji. Użytkownik może łatwo określić najlepsze dopasowanie do ekranu za pomocą automatycznego Funkcja bracketingu MCM, która jest wbudowana w Codonics imager.



Kolorowe wydruki zawsze pasują do monitorów softcopy z naszymi ekskluzywnymi Funkcją dopasowywania kolorów medycznych (MCM™). Spójność, klarowność i nasycenie technologią barwnika barwieniowego Codonics znacznie przekracza wosku lub drukarek atramentowych.

ChromaVista Color Paper ma ciężki, materiał bazowy o masie fotograficznej, który jest odporny na wodę i łzawienie. Ponieważ nie ma tuszu ani tonera, obrazy nigdy nie rozmazują ani nie przenoszą się na dłonie ani inne wydruki.

### Specyfikacje:

- Kompatybilny z Horizon i np/ EP multi-media imagers
- Ciągłe renderowanie kolorów tonów
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD (refleksyjne)
- Grubość ~ 0,2 mm

### Dostępne rozmiary:

#### Horyzont

A ( 8,5" x 11")  
A4 (210mm x 297mm)  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Faks  
Info@codonics.com poczty e-mail  
www.codonics.com

**Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Codonics pod adresem 800-444-1198 lub 440-243-1198 i poproś o w naszym Dziale Sprzedaży Mediów.**

\* ChromaVista Color Paper jest dostępny do użytku w większości imagerów Codonics, niektóre ograniczenia modelu i rozmiaru stosuje się. Specyfikacje są mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z przedstawicielem Codonics. Prawa autorskie © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A