

Codonics barvni papir


Z več današnjih medicinskih sistemov z uporabo barvnih aplikacij, codonics vodi industrijo z našimi chromavista® barvni papir

"Delamo z nevrologijo skupino, ki je bila navdušena, ko so videli, kako naše britev-ostre barvne študije na papirju

lahko zdrsnila v priročno karte bolnika. Dobesedno je spremenila svojo prakso. "

John C. Litchney, MBA, RT, administrator za Clevelandklinike, oddelek za regionalno radiologijo

- Codonics izključno medicinske Color ujemanje (MCM™) zagotavlja, da se odtisi ujemajo z mehкими kopnimi monitorji
- Idealno za napotite zdravnike in bolnikove domove
- Posebej izdelani za medicinske aplikacije, Codonics barvni papir je FDA odobrila in v celoti archivable
- Kakovost slike je veliko boljša od laserskih in pisarniških tiskalnikov featuring 16.700.000 barv
- Edini barvni izhod v industriji, ki resnično tekmeči konvencionalne barve fotografski film




Codonics Kromavista®

Barvni papir

Codonics uvedla prvi svetovni DICOM barve in je bil pionirski multi-Media predstavlja več kot desetletje. Smo industrija vodilna v barvni imagers z več kot 25.000 naprav po vsem svetu.

Naš Horizon multi-Media imager značilnosti omamljanje Barvno tiskanje od roba do roba, maksimiranja slik velikost in zmanjšanje odpadkov. Codonics izključno Medicinski barvni ujemanje (MCM™) je napredna Funkcija za obdelavo slik, ki prilagaja tiskane izhodne barve za natančno ujemanje softcopy monitorjev. Ta proces odpravlja razlike v odtenku, nasičenju, in intenzivnost med tiskalnikom in mehko kopijo postaja za pregled. Uporabnik ' moči lahek prenehati najboljše ujemanje za zaslon s samodejnim MCM nosilec značilnost, ki je vgrajen v vsako Codonics imager.



Barvni odtisi se vedno ujemajo z softcopy monitorji z našimi ekskluzivnimi Medicinska Color ujemanje (MCM™) funkcijo. Doslednost, jasnost in nasičenost s Codonics barva barvanje-difuzija tehnologija daleč presega za vosek ali brizgalne tiskalnike.

ChromaVista Color Paper je težka, foto-teža osnovnega materiala, ki se UPI vode in trganje. Ker ni črnila ali tonerja, slike nikoli ne bris ali prenos na roke ali druge odtise.

Specifikacije:

- Združljiv z obzorjem in in NP/EP multi-Media imagers
- Neprekinjeno upodabljanje barvnih tonov
- Dmin < 0,10 od, DMax > 2,500 od odsevni
- Debelina ~ 0,2 mm

Razpoložljive velikosti:

Obzorju

A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 faks
Elektronska pošta info@codonics.com
www.codonics.com

Za več informacij se obrnite na Codonics na 800-444-1198 ali 440-243-1198 in prosite za našega oddelka za medijsko prodajo.

* Chromavista Color Paper je na voljo za uporabo v večini codonics imagers, nekateri model in velikost omejitve veljajo. Specifikacije so spremenljive brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na predstavnika Codonics. Copyright © 2005 Codonics, Inc 900-311-001 Rev A