

Codonics Grayscale Papir

Smanjite troškove tiskanja bez žrtvovanja kvalitete slike koristeći Codonics ekskluzivni Direct Vista® Grayscale Papir


"Tiskanje papira blagodat je radiologiji, ne samo u smanjenju medijske cijene, već i ostvarenju značajnih ušteda

u tijeku rada i drugih mekih troškova."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator za Cleveland Clinic, Odjel za regionalnu radioologiju

"Ovaj papir-poput sredstva je znatno više pristupačan nego film i nudi mnoge prednosti za krajnjeg korisnika."

Dr. David Stemerman, radiolog, Open High-Field MRI i CT westchestera, NY



- Vrhunske kvalitete ispisuje po djeliću troškova filma
- Kvaliteta slike daleko je superiornija od laserskih i uredskih pisača
- Idealno za upućivanje liječnika i konzultacija s pacijentima
- Veličina slova omogućuje da se prikladno uklapa u referentnu liječnički izvještaj ili karton bolesnika za brzu uporabu
- Nema tonera, voska ili vrpce koje nikada ne bi zamijenile


Codonics DirectVista[®]

Papir u sivim tonovima

DirectVista[®] grayscale papir je posebno stvoren za medicinske primjene. Ovaj visokokvalitetni medij idealan je za liječnike koji žele vidjeti slike u sobnom svjetlu bez svjetlosne kutije.

Ekskluzivno za Codonics imagers, DirectVista Papir je dostupan u različitim veličinama, uključujući 14"x17" i 11"x 14", čime se osigurava ušteda troškova alternativne mogućnosti za film velikog formata. Naš A i A4 izlaz veličine prikladno uklapa u grafikon tako da slika može slijediti pacijenta i liječnika lako se može okrenuti na njega, kao što je bilješka ili izvješće.

DirectVista papir proizvodi zapanjujuće sive sive skale grafike s izvanrednim omjerima kontrasta. Nema tonera, voska ili vrpca zamijeniti - ikad. To je idealan medij za dijagnostički pregled, primjerice bolesnika i preporuka kao i arhiviranje.



Smanjite proračun filma pomoću DirectVista papira. Zamjena papira od 14 "x17" za film velikog formata odmah smanjuje težak trošak za 25%, dok ste zatočne slike na veličinu slova papir povećava uštedu do 65% preko filma!

DirectVista Grayscale Papir ima tešku, foto-težina osnovni materijal koji se odupire vodi i kidanje. Budući da nema tinte ili tonera, slike nikada ne premazati ili prenijeti na ruke ili druge otiske.

Specifikacije:

- Kompatibilan s programom Obzor i i NP / EP multi-media imagers
- Kontinuirano renderiranje sivim tonovima
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD (Reflektirajući)
- Debljina ~ 0,2 mm

Dostupne veličine:

Horizon Slike

- 14"x17" (35 x 43 cm)
- 11"x 14" (28 x 35 cm)
- A (8,5 " x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

NP / EP Imagers

- A (8,5 " x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Za više informacija obratite se Codonics na 800-444-1198 ili 440-243-1198 i zatražite naš Odjel za prodaju medija.

* DirectVista Grayscale Papir je dostupna za korištenje u većini Codonics imagers, neki model i veličina ograničenja primjenjuju. Specifikacije su podložno promjenama bez prethodne najave. Najnovije informacije zatražite od predstavnika Codonicsa. Copyright © 2007 Codonics, Inc 17991 Englewood Drive Middleburg Heights, OH 44130 SAD (440) 243-1198 (440) 243-1334 fax info@codonics.com e-pošte www.codonics.com