

Codonics pustoniai popierius

Sumažinkite popierinės kopijos išlaidas neaukodami vaizdo kokybės naudojant Codonics išskirtinis Tiesioginė Vista® Pustoniai popierius


"Popieriaus spausdinimas yra pabandas į radiologijos, ne tik mažinant žiniasklaidos kainą, bet ir realizuoti daug sutaupyti

darbo eigoje ir kitose švelniosiose išlaidose."

John C. Litchney, MBA, RT, Cleveland klinikos administratorius, Regioninės radiologijos katedra

"Šis popieriaus kaip žiniasklaida yra žymiai labiau prieinamos nei filmas ir siūlo daug privalumų galutiniam vartotojui."

Dr David Stemerman, radiologas, Atviras High-Field MRT ir CT Westchester, NY



- Aukščiausios kokybės spaudinius filmo išlaidų dalį
- Vaizdo kokybė yra daug pranašesnė už lazerinius ir biuro spausdintuvus
- Idealiai tinka gydytojams ir pacientų konsultacijoms
- Raidės dydis leidžia patogiai jį pritaikyti prie gydytojo ataskaitą arba paciento diagramą, kad galėtumėte greitai
- Nėra dažų, vaško ar juostelių, kad kada nors pakeistų

Codonics DirectVista®


Pustoniai popierius

DirectVista® Pustoniai popierius yra specialiai sukurtas medicinos reikmėms. Ši aukštos kokybės žiniasklaida idealiai tinka gydytojams, kurie nori peržiūrėti vaizdus kambario šviesoje be šviesos dėžutės.

Tik codonikai imagers, DirectVista

Popierius yra įvairių dydžių, įskaitant 14"x17" ir 11"x 14", užtikrinantis išlaidų taupymą alternatyvas didelio formato filmui. Mūsų A ir A4 išvesties dydis patogiai telpa į diagramą taip, kad vaizdas gali sekti pacientą ir gydytojus lengvai apversti, pvz., pastabą ar atskaitą.

"DirectVista Paper" gamina nuostabius pustonių spaudinius su neapmokėtais kontrasto santykiais. Nėra dažų, vaškas arba juostelės pakeisti - amžius. Tai ideali žiniasklaida diagnostinei peržiūrai, pacientų ir referalų kopijoms taip pat archyvavimas.



Sumažinkite filmo biudžetą naudodami "DirectVista Paper". Pakeitus 14"x17" popierių didelio formato plėvelei, nedelsiant sumažėja jūsų popierinės kopijos kaina 25%, o pagrindinių vaizdų pateikimas į laiško dydį popieriaus padidina taupymą iki 65% per filmą!

DirectVista Pustoniai popierius turi sunkų, fotosvorio pagrindo medžiaga, kuri priešinasi vandeniui ir ašarojimui. Kadangi nėra rašalo ar dažų, vaizdai niekada tepinėlio ar perkelti į rankas ar kitus spaudinius.

Specifikacijos:

- Suderinamas su programa "Horizontas" ir ir NP/ EP daugialypės terpės vaizdo
- Nuolatinis toninis pustonių atvaizdavimas
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (šviesą atspindintis)
- Storis ~ 0.2mm

Galimi dydžiai:

Horizon Imagers

14"x17" (35 x 43 cm)
11 col. x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5 col. x 11")
A4 (210mm x 297mm)

NP/EP vaizdo įrašai

A (8,5 col. x 11")
A4 (210mm x 297mm)

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Codonics adresu 800-444-1198 arba 440-243-1198 ir paprašykite mūsų žiniasklaidos pardavimų departamentas.

* DirectVista Pustoniai popierius yra skirtas naudoti daugelyje Codonics imagers, kai modelis ir dydžio apribojimams taikomi. Specifikacijos yra gali keistis be įspėjimo. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į savo Codonics atstovą. Autorinės teisės © 2007 Codonics, Inc. 17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17991 Englewood Drive 17 Middleburg Heights, OH 44130 Jungtinės Amerikos Valstijos (440) 243-1198 (440) 243-1334 Faksas Siųsti info@codonics.com www.codonics.com