

Codonics v odtieňoch sivej papier

*Znížte náklady na hardcopy bez obetovania kvality obrazu
použitie codonics exkluzívne Direct Vista® v odtieňoch sivej papier*


"Papierová tlač je prínosom pre rádiológiu, a to nielen pri znižovaní ceny médií, ale aj pri realizácii významných úspor

v pracovnom postupe a iné mäkké náklady. "

John C. Litchney, MBA, RT, administrátor pre Cleveland Clinic, Katedra regionálnej rádiológie

"Tento papier-ako médiá je výrazne cenovo dostupnejšie ako film a ponúka mnoho výhod pre koncového užívateľa."

Dr David Stemerman, rádiológ, Open high-pole MRI a CT WESTCHESTER, NY



- Špičková kvalita výtlačkov za zlomok nákladov na film
- Kvalita obrazu je oveľa lepšia ako laser a kancelárske tlačiarne
- Ideálne pre odkazujúce lekárov a konzultácie s pacientmi
- Veľkosť písmen umožňuje pohodlne zapadajú do odkazujúcej Správa lekára alebo pacientovho grafu pre rýchlu referenciu
- Žiadny toner, vosk alebo stuhý nikdy nahradiť


Codonics DirectVista®

Papier v odtieňoch sivej

DirectVista® v odtieňoch sivej papier je špeciálne vytvorený pre lekárske aplikácie. Tento vysoko kvalitný mediálny je ideálny pre odkazujúce lekárov, ktorí dávajú prednosť zobrazenie obrázky v miestnosti svetlo bez svetla krabice.

Exkluzívne pre Codonics imagers, DirectVista Papier je dostupný v rôznych veľkostiach, vrátane 14 "x17" a 11 "x 14", ktoré poskytujú úspory nákladov alternatívy k veľkému formátu filmu. Naše a a A4 veľkosť výstupu pohodlne zapadá do grafu, takže obraz môže nasledovať pacienta a lekári môže ľahko Flip na to, ako poznámku alebo zostavu.

DirectVista papier produkuje ohromujúci odtiene sivej s vynikajúcim kontrastným pomerom. Neexistuje žiadny toner, vosk alebo stuha nahradiť-niekedy. Je to ideálne médiá pre diagnostické hodnotenie, pacient a postúpenie kópie rovnako ako archivácia.



Znížte svoj filmový rozpočet s papierom DirectVista .

Nahradenie 14 "x17" papier pre veľký formát filmu okamžite znižuje

Vaša hardcopy náklady o 25%, zatiaľ čo umiestnenie kľúčových obrazov na veľkosť písmen papier zvyšuje úspory až do 65% cez film!

DirectVista v odtieňoch sivej papier má ťažký, Foto-hmotnosť základný materiál, ktorý odoláva vode a roztrhnutiu. Vzhľadom k tomu, že nie je atrament alebo toner, obrázky nikdy rozmazať alebo preniesť do rúk alebo iných výtlačkov.

Špecifikácie:

- Kompatibilné s programom horizont a a NP/EP multi-mediálne termokamery
- Nepretržité tónové vykresľovanie v odtieňoch sivej
- Dmin < 0,10 od, DMax > 2,00 od reflexné
- Hrúbka ~ 0,2 mm

Dostupné veľkosti:

Horizon Imagers

14 "x17" (35 x 43 cm)

11 "x 14" (28 x 35 cm)

A (8,5 "x 11")

A4 (210mm x 297mm)

NP/EP Imagers

A (8,5 "x 11")

A4 (210mm x 297mm)

Pre viac informácií kontaktujte Codonics na

800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o

Naše oddelenie predaja médií.

* DirectVista v odtieňoch sivej papier je k dispozícii pre použitie vo väčšine codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sú môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive

Middleburg Heights, OH 44130 USA

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Fax

Email info@codonics.com

www.codonics.com

900-310-001 Rev A