

# Codonics Grayscale Kağıt

Görüntü kalitesinden ödün vermeden basılı kopyalama maliyetlerini azaltın

Gritonikler'e özel Direct Vista® Grayscale Paper kullanma


"Kağıt baskı radyoloji için bir nimet, sadece medya fiyat azaltılması değil, aynı zamanda önemli tasarruf gerçekleştirerek

iş akışı ve diğer yumuşak maliyetler."

John C. Litchney, MBA, RT, Cleveland Kliniği, Bölgesel Radyoloji Bölümü Yöneticisi

"Bu kağıt gibi medya filminden çok daha uygun fiyatlı ve son kullanıcıya birçok avantaj sunuyor."

Dr David Stemerman, Radyolog, Açık Yüksek Alan MRI ve CT Westchester, NY



- Film maliyetinin çok küçük bir kısmında üstün kaliteli baskılar
- Görüntü kalitesi lazer ve ofis yazıcılarından çok daha üstündür
- Başvuran hekimler ve hasta konsültasyonları için idealdir
- Harf boyutu, bir atıfta bulunan içine rahatça sığmasını sağlar hızlı başvuru için hekim raporu veya hastanın çizelgesi
- Hiçbir toner, balmumu veya şeritler hiç değiştirmek için


# Codonics DirectVista®

## Gri tonlama Kağıt

DirectVista® Grayscale Kağıt özellikle oluşturulur tıbbi uygulamalar için. Bu yüksek kaliteli medya görmek isteyen hekimlere yönlendirmek için idealdir bir ışık kutusu olmadan oda ışık görüntüleri.

Sadece Codonics görüntüleyicileri için, DirectVista Kağıt, çeşitli boyutlarda mevcuttur, 14"x17" ve 11"x 14", maliyet tasarrufu sağlayan büyük format film alternatifleri. Bizim A ve A4 boyut çıktısı bir grafiğe uygun şekilde sığar, böylece görüntü hasta ve doktorlar takip edebilirsiniz kolayca bir not veya rapor gibi, çevirebilirsiniz.

DirectVista Kağıt çarpıcı gri tonlama baskılar üretir olağanüstü kontrast oranları ile. Toner yok. balmumu veya kurdele değiştirmek için - hiç. İdeal medya. tanısıl inceleme, hasta ve sevk kopyaları için yanı sıra arşivleme.



DirectVista Paper ile film bütçenizi azaltın. Büyük format film için 14"x17" kağıt yerine hemen azaltır harf boyutuna anahtar görüntüler yerleştirirken, basılı kopya maliyetiniz %25 kağıt film üzerinden% 65 tasarruf artırır!

DirectVista Grayscale Kağıt ağır, suya ve yırtılmalara karşı dirençli fotoğraf ağırlıklı baz malzeme. Mürekkep veya toner olmadığından, görüntüler asla ellere veya diğer baskılara bulaşmaz veya aktarılmaz.

### Özellikler:

- Horizon ile uyumlu ve ve NP/ EP multimedia görüntüleyicileri
- Sürekli ton gri tonlama işleme
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (yansıtıcı)
- Kalınlık ~ 0.2mm

### Kullanılabilir Boyutlar:

#### Ufuk Görüntüleyicileri

14"x17" ( 35 x 43 cm)

11" x 14" ( 28 x 35 cm)

A ( 8,5" x 11")

A4 (210mm x 297mm)

#### NP/EP Görüntüleyicileri

A ( 8,5" x 11")

A4 (210mm x 297mm)

Daha fazla bilgi için Codonics ile iletişime geçin

800-444-1198 veya 440-243-1198 ve isteyin

Medya Satış Departmanımız.

\* DirectVista Grayscale Kağıt en Codonics görüntüleyicileri kullanmak için kullanılabilir, bazı model ve boyut kısıtlamaları geçerlidir. Teknik özellikler bildirimde bulunmayan bir şekilde değiştirilebilir. En son bilgiler için Codonics temsilcinize başvurun. Telif Hakkı © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Sürücü

Middleburg Heights, OH 44130 Amerika Birleşik Devletleri

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Faks

e-posta info@codonics.com

www.codonics.com

900-310-001 Devir A