

Virtua[®] C

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



CODONICS

Definiendo la Distribución de su Imagen

Virtua[®]C

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



Descripción / Perspectiva General

El Virtua C es el complemento perfecto, económico y fácil de utilizar para distribuir su imagen desde cualquier modalidad. Su diseño compacto integra un procesador avanzado para recibir y utilizar los estudios, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una interfaz fácil de utilizar. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos.
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco**
- Mensajes narrados proveen de un completo status al simple toque de un botón
- Interfaz de usuario disponible en castellano
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)**
- Su diseño ultra compacto facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los estándares de la industria, incluyendo DICOM parte 10, IHE, PDI y logs auditables HIPAA compliance

*no todos los visores son estándar

**características opcionales

Especificaciones

Entrada de CDs/DVDs:	Una bandeja de entrada de 20 discos
Salida de CDs/DVDs:	Un Contenedor de salida de 25 discos
Grabador Óptico:	Un grabador de CD/DVD
Formatos de grabación:	CD-R, DVD-R
Impresión de Carátulas:	Inkjet (Inyección de Tinta)
Resolución de Impresión:	Hasta 4800 dpi
Cartucho de Tinta:	Un cartucho de tinta color (CMY)
Interfaz de Usuario:	Acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
Rendimiento:***	Hasta 25 CDs/hora, 10 DVDs/hora
Almacenamiento de Datos:	40 GB
Interfaz:	10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocolos de Red:	DICOM Store SCP DICOM query/retrieve (opcional) Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
Smart Drive:	Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración
Alimentación Eléctrica:	Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 175 VA (potencia registrada)
Dimensiones:	Alto 26.7 cm, ancho 46.2 cm, largo 55.1 cm.
Peso:	14.6kg.
Regulación:	Cumple todos los protocolos requeridos para los aparatos médicos, incluyendo el FDA Clase 1 y MDD CE, GMP/QSR, ISO13485: 2003, Seguridad 60601-1, EMC/EMI (55011(B) y 60601-1-2) para Centros de Salud

***basado en un estudio clínico típico y configuración de red típica



Interfaz Fácil de Utilizar Vía WEB



Oficinas Corporativas en:

Impreso en 17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 los E.E.U.U.
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Llame hoy a Codonics al +1-440-243-1198 o visite www.codonics.com para más información.

Este modelo/configuración de Virtua no está disponible para su venta o uso en los Estados Unidos.