

# Virtua<sup>®</sup>

## Medical Disc Publisher

---

### IS - Íslenska

#### Yfirlit

TheCodonics Virtua Medical Disc Publisher býður upp á óvenjulegan hraða, skilvirkni og auðveldan notkun í sjálfvirkum upptökutæki. Þetta nýstárlega lækningatæki er DICOM-samhæft net tæki sem getur samtímis skráð og merkt margar læknisfræðilegar rannsóknir á geisladisk og DVD miðla. Þétt hönnun Virtua er með háþróaðan innbyggðan örgjörva, meðhöndlun vélknúinna skífa og notendavænt snertiskjáviðmót sem bjartsýnir vinnuflæði og framleiðni. Innbyggði prentarinn framleiðir ljómandi skífamerki í fullum lit sem innihalda lýðfræði sjúklunga og heimilisfang aðstöðu og merki til markaðssetningar. Viðskiptavinir geta búið til sína sérsniðnu merkimiða eða notað Codonics þjónustu við diskamerkingarhönnun sem eingöngu er boðið viðskiptavinum okkar.

#### Aðgerðir / ávinningur

- Skráir sjálfkrafa rannsóknir á sjúklungum án þess að binda vinnustöðina þína eða starfsmenn
- Sköpun og merkingar á diskum eftir þörfum beint frá vinnustöðvum
- Hægt er að skoða rannsóknir af diskum á vinnustöð með því að nota eina eða fleiri DICOM áhorfendur, sérhæfðir áhorfendur og / eða sérsniðnir OEM áhorfendur \*
- HL7 og DICOM skipulögð skýrsla er hægt að taka á móti og passa við rannsókn sjúklings sem gerir kleift að taka upp bæði skýrsluna og rannsóknina saman á sama disknum \*\*
- Innsæi snertiskjár gerir nýliða að sérfræðingum á nokkrum mínútum
- Notendaviðmót er fáanlegt á mörgum tungumálum
- Skipulagt skjalasafn skráir sjálfkrafa allar rannsóknir á diskinn til að taka öryggisafrit / hörmungarbata. Það skráir einnig heildarsögu yfir alla skjalavinnslu á hverjum diskum \*\*
- Þétt hönnun gerir kleift að auðvelda staðsetningu
- Uppfyllir iðnaðarstaðla þar á meðal DICOM hluta 10, IHE PDI og endurskoðunargögn fyrir HIPAA samræmi

\* ekki allir áhorfendur eru staðlaðir

\*\* valfrægur eiginleiki

## Upplýsingar

Fjölmiðlainntak: Tvær 50 diska inntakstunnur

Miðlaútgangur: Einn 25 diska framleiðslutunnur

Optical Drives: Tvö geisladrif / DVD drif

Tekjanlegt Snið: CD-R, DVD-R

Merkiprentunartækni: Inkjet

Prentupplausn: Allt að 4800 pát

Blekhyllki: Ein þriggja lita skothyllki

Notendaviðmót: Innbyggt / aftengjanlegt 15 "LCD snertiskjár

og fjarlægur aðgangur að vafra

Frammistaða:\*\*\* Allt að 30 geisladiskar á klukkustund, 15 DVD á klukkustund

Örgjörvi: Intel® Celeron® G3900

Minni: 4 GB

Gagnageymsla: 120 GB

Tengi: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Siðareglur: DICOM Store SCP (allt að 24 samtímatengingar)

DICOM fyrirspurn / sótt (valfrjálst)

HTTP vefþjónn (fyrir fjarstýringu og stillingar)

Smart Drive: USB glampi ökuferð til að geyma stillingargögn

Afl: Alhliða inntak: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (metið afl)

Mál: 26.7"(67,8 cm) H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Þyngd: 60 kg. (28kg.)

Reglugerð: Fullt samræmi lækningatækja þ.mt FDA flokkur 1 og I. flokkur

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,  
Rafmagnsöryggi IEC 60601-1 Ed. 3.1 og EMC / EMI: FCC flokkur B og IEC 60601-1-2: Ed. 4  
fyrir faglega heilbrigðisstofnanir

\*\*\* byggt á dæmigerðri klínískri rannsókn og netstillingu