

Virtua®

Medical Disc Publisher

IT - Italiano

Panoramica

Il Codonics Virtua Medical Disc Publisher offre velocità, efficienza e facilità d'uso eccezionali in un registratore automatico di dischi. Questo innovativo dispositivo medico è un'appliance di rete conforme a DICOM in grado di registrare ed etichettare contemporaneamente più studi medici su supporti CD e DVD. Il design compatto di Virtua presenta un processore integrato avanzato, una gestione robotica dei dischi e un'interfaccia touch screen intuitiva che ottimizza il flusso di lavoro e la produttività. La stampante incorporata produce etichette per dischi brillanti a colori che includono dati anagrafici del paziente, indirizzo e logo della struttura per il marketing. I clienti possono creare le proprie etichette personalizzate o utilizzare il servizio di progettazione di etichette per dischi offerto esclusivamente ai nostri clienti.

Caratteristiche e benefici

- Registra automaticamente gli studi dei pazienti senza impegnare la workstation o le risorse dei dipendenti
- Creazione ed etichettatura di dischi su richiesta direttamente dalle workstation in modalità
- Gli studi possono essere comodamente visualizzati dal disco su una workstation utilizzando uno o più

Visualizzatori DICOM, visualizzatori specializzati e / o visualizzatori OEM personalizzati *

- I rapporti strutturati HL7 e DICOM possono essere ricevuti e abbinati allo studio di un paziente consentendo la registrazione sia del rapporto che dello studio insieme sullo stesso disco **
- Il touchscreen intuitivo trasforma i principianti in esperti in pochi minuti
- L'interfaccia utente è disponibile in più lingue
- Scheduled Archive registra automaticamente tutti gli studi su disco per backup / disaster recovery. Registra anche una cronologia completa di tutte le attività di archiviazione su ogni disco **

- Il design compatto consente un facile posizionamento
 - Soddisfa gli standard del settore tra cui DICOM parte 10, IHE PDI e registri di verifica per la conformità HIPAA
- * non tutti i visualizzatori sono standard
- ** caratteristica opzionale

Specifiche

Ingressi multimediali: due contenitori di ingresso da 50 dischi

Uscita multimediale: uno scomparto di uscita da 25 dischi

Unità ottiche: due unità CD / DVD

Registrabile Formati: CD-R, DVD-R

Tecnologia di stampa di etichette: getto d'inchiostro

Risoluzione di stampa: fino a 4800 dpi

Cartuccia di inchiostro: una cartuccia in tricromia

Interfaccia utente: touch screen LCD da 15 pollici integrato / rimovibile
e accesso tramite browser web remoto

Prestazione:*** Fino a 30 CD all'ora, 15 DVD all'ora

Processore: Intel® Celeron® G3900

Memoria: 4 GB

Memoria dati: 120 GB

Interfaccia: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Protocolli di rete: DICOM Store SCP (fino a 24 connessioni simultanee)

Interrogazione / recupero DICOM (facoltativo)

HTTP Web Server (per controllo e configurazione remoti)

Smart Drive: chiavetta USB per memorizzare i dati di configurazione

Alimentazione: Ingresso universale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 300 VA (potenza nominale)

Dimensioni: 26,7"(67,8 cm H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Peso: 60 libbre. (28kg.)

Regolamentazione: piena conformità ai dispositivi medici, inclusa la Classe 1 FDA e la Classe I.

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sicurezza elettrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 e EMC / EMI: FCC Classe B e IEC 60601-1-2: Ed. 4 per strutture sanitarie professionali

*** basato su uno studio clinico tipico e una configurazione di rete