

Virtua[®]

Medical Disc Publisher

LV - latviešu valoda

Pārskats

TheKodonika Virtua Medical Disc Publisher piedāvā ārkārtas ātrumu, efektivitāti un ērtu lietošanu automātiskajā disku ierakstītājā. Šī novatoriskā medicīnas ierīce ir ar DICOM saderīga tīkla ierīce, kas vienlaikus var ierakstīt un uzlīmēt vairākus medicīniskos pētījumus CD un DVD nesējos. Virtua kompaktajam dizainam ir uzlabots iegultais procesors, robotu apstrāde ar robotiem un lietotājam draudzīgs skārienekrāna interfeiss, kas optimizē darbplūsmu un produktivitāti. Iebūvētais printeris ražo izcilas, pilnkrāsu disku etiķetes, kurās ir iekļauta pacientu demogrāfiskā informācija, kā arī iestādes adrese un logotips mārketingam. Klienti var izveidot paši savus pielāgotos apzīmējumus vai tos izmantot Kodonika disku etiķešu dizaina pakalpojums, kas tiek piedāvāts tikai mūsu klientiem.

Funkcijas / ieguvumi

- Automātiski reģistrē pacientu pētījumus, nesaistot darbstaciju vai darbinieku resursus
- Pēc pieprasījuma diska izveide un marķēšana tieši no modalitātes darbstacijām
- Pētījumus var ērti apskatīt no diska darbstacijā, izmantojot vienu vai vairākus

DICOM skatītāji, specializētie skatītāji un / vai pielāgoti OEM skatītāji *

- HL7 un DICOM strukturētos pārskatus var saņemt un saskaņot ar pacienta pētījumu, ļaujot gan ziņojumu, gan pētījumu kopā ierakstīt tajā pašā diskā **
- Intuitīvs skārienekrāns dažu minūšu laikā iesācējus padara par ekspertiem
- Lietotāja saskarne ir pieejama vairākās valodās
- Plānotais arhīvs automātiski reģistrē visus pētījumus diskā, lai dublētu / atjaunotu katastrofas. Katrā diskā tā tiek ierakstīta arī visu arhīva darbību vēsture **
- Kompakts dizains ļauj ērti izvietot
- Atbilst nozares standartiem, ieskaitot DICOM 10. daļu, IHE PDI un audita žurnālus, lai nodrošinātu atbilstību HIPAA

* ne visi skatītāji ir standarta

** izvēles funkcija

Specifikācijas

Multivides ieejas: divas 50 disku ievades tvertnes

Multivides izvade: viena 25 disku izvades tvertne

Optiskie diskdziņi: divi CD / DVD diskdziņi

Ierakstāms Formāti: CD-R, DVD-R

Etiķešu drukas tehnoloģija: Tintes printeris

Drukas izšķirtspēja: līdz 4800 dpi

Tintes kasetne: viena trīskrāsu kasetne

Lietotāja saskarne: integrēts / noņemams 15 "LCD skārienekrāns

un attālo piekļuvi tīmekļa pārlūkprogrammai

Izrāde: *** Līdz 30 CD stundā, 15 DVD stundā

Procesors: Intel® Celeron® G3900

Atmiņa: 4 GB

Datu glabāšana: 120 GB

Saskarne: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Tīkla protokoli: DICOM Store SCP (līdz 24 vienlaicīgiem savienojumiem)

DICOM vaicājums / izguve (pēc izvēles)

HTTP tīmekļa serveris (tālvadībai un konfigurēšanai)

Smart Drive: USB zibatmiņas disks konfigurācijas datu glabāšanai

Jauda: universāla ieeja: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nominālā jauda)

Izmēri: 26,7"(67,8 cm) H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Svars: 60 mārciņas. (28kg.)

Normatīvie akti: Pilnīga medicīnisko ierīču atbilstība, ieskaitot 1. klases FDA un I klasi

MDR 2017/745 / ES (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Elektrodrošība IEC 60601-1 Red. 3.1 un EMC / EMI: FCC B klase un IEC 60601-1-2: Red. 4 -
profesionālajām veselības aprūpes iestādēm

*** pamatojoties uz tipisku klīnisko pētījumu un tīkla konfigurāciju