

# Virtua<sup>®</sup>C

## Medical Disc Publisher

---

### BG - български език

#### Общ преглед

Virtua C е перфектният, икономичен, лесен за използване аксесоар за разпространение на изображения за всякакви модалности. Компактният му дизайн се отличава с усъвършенстван процесор за получаване и управление на изследвания, роботизиран записващ диск и принтер и удобен за потребителя веб интерфейс. Вграденият принтер произвежда брилянтни, пълноцветни етикети на дискове, които включват демографски данни на пациента и адрес и лого на съоръжението за маркетинг. Клиентите могат да създават свои собствени етикети или да използват услугата за дизайн на етикети на дискове Codonics, предлагана изключително на нашите клиенти.

#### Характеристики / предимства

- Автоматично записва и етикетира проучвания на пациенти, без да обвързва работната ви станция или ресурсите на служителите
- Проучванията могат да бъдат удобно разглеждани от диск на работна станция, като се използват един или повече DICOM зрители, специализирани зрители и / или персонализирани OEM зрители
- HL7 и DICOM структурирани отчети могат да бъдат получени и съпоставени с проучване на пациент, позволяващо записването на доклада и проучването заедно на един и същ диск \*\*
- Разказаните съобщения осигуряват пълно състояние на системата с едно натискане на бутон
- Потребителският интерфейс е достъпен на множество езици
- Scheduled Archive автоматично записва всички проучвания на диск за архивиране / възстановяване при бедствия. Той също така записва пълна история на всички архивни дейности на всеки диск \*\*
- Изключително компактен дизайн позволява лесно разполагане
- Отговаря на индустриалните стандарти, включително DICOM част 10, IHE PDI и одитните дневници за съответствие с HIPAA

\* не всички зрители са стандартни

\*\* незадължителни функции

## Спецификации

Вход за медия: Един входен кош с 20 диска

Media Output: Един изходен контейнер с 25 диска

Оптично устройство: Едно CD / DVD устройство

Записваеми формати: CD-R, DVD-R

Технология за печат на етикети: Inkjet

Резолуция на печат: До 4800 dpi

Касета с мастило: Едноцветна касета (CMY)

Потребителски интерфейс: Отдалечен достъп до уеб браузър с помощта на Internet Explorer®

Изпълнение: \*\*\* До 25 CD на час, 10 DVD на час

Съхранение на данни: 40 GB

Интерфейс: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Мрежови протоколи: DICOM Store SCP

DICOM заявка / извличане (по избор)

HTTP уеб сървър (за дистанционно управление и конфигуриране)

Smart Drive: USB флаш устройство за съхранение на конфигурационни данни

Мощност: Универсален вход: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (номинална мощност)

Размери: 10,5 " (26,7 см) В, 18,2" (46,2 см) Ш, 21,7 " (55,1 см) Д

Тегло: 32 lbs. (14,6 кг.)

Регулаторно: Пълно съответствие на медицинските изделия, включително клас 1 FDA и клас I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Електрическа безопасност IEC 60601-1 Ed. 3.1 и EMC / EMI: FCC клас B и IEC 60601-1-2: Изд. 4 за професионални здравни заведения

\*\*\* въз основа на типично клинично проучване и конфигурация на мрежата