

# Virtua<sup>®</sup>C

## Medical Disc Publisher

---

### ES - Español

#### Visión general

Virtua C es el accesorio de distribución de imágenes perfecto, económico y fácil de usar para cualquier modalidad. Su diseño compacto cuenta con un procesador avanzado para recibir y administrar estudios, una grabadora e impresora de discos robóticos y una interfaz web fácil de usar. La impresora incorporada produce brillantes etiquetas de disco a todo color que incluyen datos demográficos del paciente y la dirección y el logotipo de la instalación para marketing. Los clientes pueden crear sus propias etiquetas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de etiquetas de disco de Codonics que se ofrece exclusivamente a nuestros clientes.

#### Características y beneficios

- Registra y etiqueta automáticamente los estudios de pacientes sin ocupar su estación de trabajo o los recursos de los empleados
- Los estudios se pueden ver cómodamente desde un disco en una estación de trabajo utilizando uno o más visores DICOM, visores especializados y / o visores OEM personalizados \*
- Los informes estructurados HL7 y DICOM se pueden recibir y hacer coincidir con el estudio de un paciente, lo que permite grabar tanto el informe como el estudio juntos en el mismo disco \*\*
- Los mensajes narrados brindan el estado completo del sistema con solo tocar un botón
- La interfaz de usuario está disponible en varios idiomas
- El archivo programado registra automáticamente todos los estudios en un disco para realizar copias de seguridad / recuperación ante desastres. También registra un historial completo de todas las actividades de archivo en cada disco \*\*
- El diseño ultracompacto permite una ubicación sencilla
- Cumple con los estándares de la industria, incluidos DICOM parte 10, IHE PDI y registros de auditoría para el cumplimiento de HIPAA

\* no todos los visores son estándar

\*\*características opcionales

#### Especificaciones

Entrada de medios: una bandeja de entrada de 20 discos

Salida de medios: una bandeja de salida de 25 discos

Unidad óptica: una unidad de CD / DVD  
Formatos grabables: CD-R, DVD-R  
Tecnología de impresión de etiquetas: inyección de tinta  
Resolución de impresión: hasta 4800 ppp  
Cartucho de tinta: cartucho de un color (CMY)  
Interfaz de usuario: acceso remoto al navegador web mediante Internet Explorer®  
Rendimiento: \*\*\* Hasta 25 CD por hora, 10 DVD por hora  
Almacenamiento de datos: 40 GB  
Interfaz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Protocolos de red: DICOM Store SCP  
Consulta / recuperación DICOM (opcional)  
Servidor web HTTP (para control y configuración remotos)  
Smart Drive: unidad flash USB para almacenar datos de configuración  
Energía: Entrada universal: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 175 VA (potencia nominal)  
Dimensiones: 10,5 "(26,7 cm) de alto, 18,2" (46,2 cm) de ancho, 21,7 "(55,1 cm) de largo  
Peso: 32 libras. (14,6 kg.)

Normativa: Cumplimiento total de dispositivos médicos, incluidas Clase 1 FDA y Clase I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Seguridad eléctrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 y EMC / EMI: FCC Clase B e IEC 60601-1-2: Ed. 4 para instalaciones sanitarias profesionales

\*\*\* basado en un estudio clínico típico y una configuración de red