

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

FI - suomi

Yleiskatsaus

Virtua C on täydellinen, taloudellinen, helppokäyttöinen kuvanjakelulaite mihin tahansa modaaliteettiin. Sen kompaktissa muodossa on edistynyt prosessori tutkimusten vastaanottamiseen ja hallintaan, robottilevytallennin ja -tulostin sekä käyttäjäystävällinen verkkoliitäntä. Sisäänrakennettu tulostin tuottaa loistavia, värillisiä levytarroja, jotka sisältävät potilastiedot ja laitoksen osoitteen ja logon markkinointia varten. Asiakkaat voivat luoda omia mukautettuja tarroja tai käyttää yksinomaan asiakkaillemme tarjottavaa Codonics-levymerkkien suunnittelupalvelua.

Ominaisuudet ja hyödyt

- Tallentaa ja merkitsee potilastutkimukset automaattisesti sitomatta työasemaa tai työntekijöiden resursseja
- Tutkimuksia voidaan katsella kätevästi työaseman levyltä käyttämällä yhtä tai useampaa DICOM-katsojaa, erikoistuneita katsojia ja / tai mukautettuja OEM-katsojia *
- HL7- ja DICOM-strukturoidut raportit voidaan vastaanottaa ja sovittaa potilaan tutkimukseen, jolloin raportti ja tutkimus voidaan tallentaa samalla levyllä **
- Kerrotut viestit tarjoavat täydellisen järjestelmän tilan napin painalluksella
- Käyttöliittymä on saatavana useilla kielillä
- Ajoitettu arkisto tallentaa kaikki tutkimukset automaattisesti levyille varmuuskopiointia tai palautusta varten. Se tallentaa myös kaikkien arkistotoimintojen täydellisen historian jokaiselle levyllä **
- Erittäin pienikokoinen muotoilu mahdollistaa helpon sijoittamisen
- Täyttää alan standardit, mukaan lukien DICOM-osa 10, IHE PDI ja tarkastuslokit HIPAA-vaatimustenmukaisuudesta

* kaikki katsojat eivät ole vakiona

** valinnaiset ominaisuudet

Tekniset tiedot

Mediatulo: Yksi 20 levyn syöttölokero
Medialähtö: Yksi 25 levyn ulostulotaso
Optinen asema: Yksi CD / DVD-asema
Tallennettavat muodot: CD-R, DVD-R
Tarratulostustekniikka: Inkjet

Tulostustarkkuus: Jopa 4800 dpi
Mustepatruuna: Yksi värikasetti (CMY)
Käyttöliittymä: Verkkoselaimen etäkäyttö Internet Explorerilla®
Suorituskyky: *** Jopa 25 CD-levyä tunnissa, 10 DVD-levyä tunnissa
Tietojen tallennus: 40 Gt
Liitäntä: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Verkkoprotokollat: DICOM Store SCP
DICOM-kysely / haku (valinnainen)
HTTP-Web-palvelin (kauko-ohjausta ja määrittystä varten)
Smart Drive: USB-muistitikku kokoonpanotietojen tallentamiseen
Teho: Yleistulo: 100--240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nimellisteho)
Mitat 26,7 cm H, 46,2 cm W, 18,2 "L, 55,1 cm L
Paino: 32 paunaa. (14,6 kg)

Lainsäädäntö: Täydellinen lääkinnällisten laitteiden noudattaminen, mukaan lukien luokka 1 FDA ja luokka I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, sähköturvallisuus IEC 60601-1 Ed. 3.1 ja EMC / EMI: FCC-luokka B ja IEC 60601-1-2: Toim. 4 ammatillisille terveydenhuollon palveluille
*** perustuu tyypilliseen kliiniseen tutkimukseen ja verkon kokoonpanoon