

Virtua[®]C

Medical Disc Publisher

LT - lietuvių kalba

Apžvalga

„Virtua C“ yra puikus, ekonomiškas, patogus naudoti vaizdų platinimo priedas bet kokiam modalumui. Kompaktiškas dizainas pasižymi pažangiu procesoriumi studijoms gauti ir valdyti, robotų diskų savirašiu ir spausdintuvu bei patogia interneto sąsaja. Įmontuotas spausdintuvas gamina puikias, spalvotas diskų etiketes, kuriose pateikiama pacientų demografinė informacija, įstaigos adresas ir logotipas rinkodarai. Klientai gali susikurti savo pasirinktines etiketes arba naudotis „Codonics“ diskų etiketėlių kūrimo paslauga, siūloma tik mūsų klientams.

Savybės / Privalumai

- Automatiškai fiksuoja ir žymi pacientų tyrimus, nesuvaržydami savo darbo vietas ar darbuotojų išteklių
- Tyrimus galima patogiai peržiūrėti iš disko darbo stotyje, naudojant vieną ar daugiau DICOM žiūrovų, specializuotų žiūrovų ir (arba) pasirinktinių OEM žiūrovų *
- HL7 ir DICOM struktūrizuotas ataskaitas galima gauti ir suderinti su paciento tyrimais, leidžiančiais kartu įrašyti ataskaitą ir tyrimą tame pačiame diske **
- Pasakojami pranešimai suteikia visišką sistemos būseną vienu mygtuko paspaudimu
- Vartotojo sąsaja yra prieinama keliomis kalbomis
- Suplanuotas archyvas automatiškai įrašo visus tyrimus į diską, kad būtų galima juos atkurti ar atkurti. Taip pat kiekviename diske įrašoma visa archyvų veiklos istorija **
- Itin kompaktiškas dizainas leidžia lengvai nustatyti vietą
- Atitinka pramonės standartus, įskaitant DICOM 10 dalį, IHE PDI ir audito žurnalus, kad atitiktų HIPAA reikalavimus

* ne visi žiūrovai yra standartiniai

** neprivalomos funkcijos

Specifikacijos

Laikmenų įvestis: viena 20 diskų įvesties dėžutė

Laikmenos išvestis: viena 25 diskų išvesties dėžė

Optinis įrenginys: vienas CD / DVD diskų įrenginys

Įrašomi formatai: CD-R, DVD-R

Etiketėlių spausdinimo technologija: Rašaliniis

Spausdinimo skiriamoji geba: iki 4800 dpi

Rašalo kasetė: vienos spalvos kasetė (CMY)

Vartotojo sąsaja: Nuotolinė žiniatinklio naršyklės prieiga naudojant „Internet Explorer®“

Spektaklis: *** Iki 25 kompaktinių diskų per valandą, 10 DVD per valandą

Duomenų saugykla: 40 GB

Sąsaja: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Tinklo protokolai: DICOM Store SCP

DICOM užklausa / gavimas (neprivaloma)

HTTP tinklo serveris (nuotoliniam valdymui ir konfigūravimui)

„Smart Drive“: USB atmintinė konfigūracijos duomenims saugoti

Galia: universali įvestis: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 175 VA (vardinė galia)

Išmatavimai: 10,5 “(26,7 cm) H, 18,2“ (46,2 cm) W, 21,7 “(55,1 cm) L

Svoris: 32 svarai. (14,6 kg.)

Reglamentavimas: Visiška medicinos prietaisų atitiktis, įskaitant 1 klasės FDA ir I klasės

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektros

sauga IEC 60601-1 Red. 3.1 ir EMC / EMI: FCC B klasė ir IEC 60601-1-2: red. 4 -

profesionalios sveikatos priežiūros įstaigos

*** remiantis tipiniu klinikiniu tyrimu ir tinklo konfigūracija