

# Virtua<sup>®</sup>C

## Medical Disc Publisher

---

### PL - język polski

#### Przegląd

Virtua C to doskonały, ekonomiczny, łatwy w użyciu dodatek do dystrybucji obrazu dla dowolnej modalności. Jego kompaktowa konstrukcja obejmuje zaawansowany procesor do odbierania i zarządzania badaniami, automatyczną nagrywarkę dysków i drukarkę oraz przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy. Wbudowana drukarka tworzy wspaniałe, pełnokolorowe etykiety dysków, które zawierają dane demograficzne pacjentów oraz adres i logo placówki do celów marketingowych. Klienci mogą tworzyć własne niestandardowe etykiety lub skorzystać z usługi projektowania etykiet dysków Codonics, oferowanej wyłącznie naszym klientom.

#### Cechy i zalety

- Automatycznie rejestruje i oznacza badania pacjentów bez obciążania stacji roboczej lub zasobów pracowników
  - Badania można wygodnie przeglądać z dysku na stacji roboczej za pomocą jednej lub więcej przeglądarek DICOM, wyspecjalizowanych przeglądarek i / lub niestandardowych przeglądarek OEM \*
  - Structured Reports HL7 i DICOM Structured Reports mogą być odbierane i dopasowywane do badania pacjenta, co pozwala na nagranie raportu i badania razem na tym samym dysku \*\*
  - Narrowane komunikaty zapewniają pełny stan systemu za naciśnięciem jednego przycisku
  - Interfejs użytkownika jest dostępny w wielu językach
  - Planowane archiwum automatycznie zapisuje wszystkie badania na dysku w celu utworzenia kopii zapasowej / odtwarzania po awarii. Zapisuje również pełną historię wszystkich działań archiwalnych na każdym dysku \*\*
  - Ultra kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe ustawienie
  - Spełnia standardy branżowe, w tym DICOM część 10, IHE PDI i dzienniki audytów pod kątem zgodności z HIPAA
- \* nie wszystkie przeglądarki są standardowe  
\*\* funkcje opcjonalne

#### Specyfikacje

Wejście mediów: jeden pojemnik na 20 płyt

Wyjście nośnika: Jeden pojemnik wyjściowy na 25 płyt  
Napęd optyczny: jeden napęd CD / DVD  
Formaty do nagrywania: CD-R, DVD-R  
Technologia druku etykiet: atramentowa  
Rozdzielczość druku: do 4800 dpi  
Wkład atramentowy: jeden wkład kolorowy (CMY)  
Interfejs użytkownika: zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową przy użyciu przeglądarki Internet Explorer®  
Wydajność: \*\*\* do 25 płyt CD na godzinę, 10 płyt DVD na godzinę  
Przechowywanie danych: 40 GB  
Interfejs: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)  
Protokoły sieciowe: DICOM Store SCP  
Zapytanie / pobieranie DICOM (opcjonalnie)  
Serwer WWW HTTP (do zdalnego sterowania i konfiguracji)  
Dysk inteligentny: pamięć flash USB do przechowywania danych konfiguracyjnych  
Zasilanie: wejście uniwersalne: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (moc znamionowa)  
Wymiary: 10,5 cala (26,7 cm) wys., 18,2 cala (46,2 cm) szer., 21,7 cala (55,1 cm) dł.  
Waga: 32 funty. (14,6 kg)

Regulacje prawne: Pełna zgodność urządzeń medycznych, w tym klasa 1 FDA i klasa I MDR 2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, bezpieczeństwo elektryczne IEC 60601-1 Ed. 3.1 i EMC / EMI: FCC Class B i IEC 60601-1-2: Ed. 4 dla profesjonalnych placówek opieki zdrowotnej  
\*\*\* na podstawie typowego badania klinicznego i konfiguracji sieci