

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

IT - Italiano

Panoramica

Virtua E è l'accessorio per la distribuzione delle immagini perfetto, economico, facile da usare per qualsiasi modalità. Il suo design compatto presenta uno schermo tattile da tavolo, un processore avanzato per la ricezione e la gestione degli studi, un registratore e una stampante robotici e un'interfaccia intuitiva. La stampante incorporata produce etichette per dischi brillanti a colori che includono dati anagrafici del paziente, indirizzo e logo della struttura per il marketing. I clienti possono creare le proprie etichette personalizzate o utilizzare il servizio di progettazione di etichette per dischi Codonics offerto esclusivamente ai nostri clienti.

Caratteristiche e benefici

- Registra ed etichetta automaticamente gli studi dei pazienti senza impegnare il tuo workstation o risorse dei dipendenti
- Gli studi possono essere comodamente visualizzati dal disco su una workstation utilizzando uno o più visualizzatori DICOM, visualizzatori specializzati e / o visualizzatori OEM personalizzati *
- I rapporti strutturati HL7 e DICOM possono essere ricevuti e abbinati allo studio di un paziente consentendo la registrazione sia del rapporto che dello studio insieme sullo stesso disco **
- I messaggi narrati forniscono lo stato completo del sistema con il semplice tocco di un pulsante
- Il touchscreen intuitivo trasforma i principianti in esperti in pochi minuti
- L'interfaccia utente è disponibile in più lingue
- Scheduled Archive registra automaticamente tutti gli studi su disco per backup / disaster recovery. Registra anche una cronologia completa di tutte le attività di archiviazione su ogni disco **
- Il design ultracompatto consente un facile posizionamento
- Soddisfa gli standard del settore tra cui DICOM parte 10, IHE PDI e registri di verifica per la conformità HIPAA

* non tutti i visualizzatori sono standard

**caratteristiche opzionali

Specifiche

Ingresso multimediale: un vassoio di ingresso da 20 dischi

Uscita multimediale: uno scomparto di uscita da 25 dischi

Unità ottica: un'unità CD / DVD

Formati registrabili: CD-R, DVD-R

Tecnologia di stampa di etichette: getto d'inchiostro

Risoluzione di stampa: fino a 4800 dpi

Cartuccia di inchiostro: una cartuccia di colore (CMY)

Interfaccia utente: touch screen LCD da 15 "

Accesso tramite browser Web remoto tramite Internet Explorer®

Prestazione:*** Fino a 25 CD all'ora, 10 DVD all'ora

Memoria dati: 40 GB

Interfaccia: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Protocolli di rete: DICOM Store SCP

Interrogazione / recupero DICOM (facoltativo)

HTTP Web Server (per controllo e configurazione remoti)

Smart Drive: chiavetta USB per memorizzare i dati di configurazione

Alimentazione: Ingresso universale: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 175 VA

(nominaleenergia)****

Dimensioni: 10,5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) L, 21,7" (55,1 cm) L ****

Peso: 43 libbre. (19,3 kg.)

Regolamentazione: piena conformità ai dispositivi medici inclusi Classe 1 FDA e Classe I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sicurezza elettrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 e EMC / EMI: FCC Classe B e IEC 60601-1-2: Ed. 4 per strutture sanitarie professionali

*** basato su uno studio clinico tipico e una configurazione di rete

**** display non incluso