

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

LV - latviešu valoda

Pārskats

Virtua E ir ideāls, ekonomisks, viegli lietojams attēlu izplatīšanas piederums jebkurai modalitātei. Tās kompaktajam dizainam ir galda skārienekrāns, uzlabots procesors pētījumu saņemšanai un pārvaldīšanai, robotu ierakstītājs un printeris, kā arī lietotājam draudzīgs interfeiss. Iebūvētais printeris ražo izcilas, pilnkrāsu disku etiķetes, kurās ir iekļauta pacientu demogrāfiskā informācija, kā arī iestādes adrese un logotips mārketingam. Klienti var izveidot paši savas etiķetes vai izmantot Codonics disku etiķešu noformēšanas pakalpojumu, kas tiek piedāvāts tikai mūsu klientiem.

Funkcijas / ieguvumi

- Automātiski reģistrē un iezīmē pacientu pētījumus, nesaistot orkstācija vai darbinieku resursi
- Pētījumus var ērti apskatīt no diska darbstacijā, izmantojot vienu vai vairākus DICOM skatītājus, specializētus skatītājus un / vai pielāgotus OEM skatītājus *
- HL7 un DICOM strukturētos pārskatus var saņemt un saskaņot ar pacienta pētījumu, ļaujot gan ziņojumu, gan pētījumu kopā ierakstīt tajā pašā diskā **
- Izstāstītie ziņojumi nodrošina pilnu sistēmas statusu, nospiežot pogu
- Intuitīvs skārienekrāns dažu minūšu laikā iesācējus padara par ekspertiem
- Lietotāja saskarne ir pieejama vairākās valodās
- Plānotais arhīvs automātiski reģistrē visus pētījumus diskā, lai dublētu / atjaunotu katastrofas. Katrā diskā tā tiek ierakstīta arī visu arhīva darbību vēsture **
- Īpaši kompakts dizains ļauj ērti izvietot
- Atbilst nozares standartiem, ieskaitot DICOM 10. daļu, IHE PDI un audita žurnālus, lai nodrošinātu atbilstību HIPAA

* ne visi skatītāji ir standarta

** izvēles funkcijas

Specifikācijas

Multivides ievade: viena 20 disku ievades tvertne

Multivides izvade: viena 25 disku izvades tvertne

Optiskais disks: viens CD / DVD disks

Ierakstāmi formāti: CD-R, DVD-R

Etiķešu drukas tehnoloģija: Tintes printeris

Drukšanas izšķirtspēja: līdz 4800 dpi
Tintes kasetne: vienas krāsas kasetne (CMY)
Lietotāja saskarne: 15" LCD skārienekrāns
Attālā piekļuve tīmekļa pārlūkprogrammai, izmantojot Internet Explorer®
Izrāde: *** Līdz 25 CD stundā, 10 DVD stundā
Datu krātuve: 40 GB
Saskarne: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Tīkla protokoli: DICOM Store SCP
DICOM vaicājums / izguve (pēc izvēles)
HTTP tīmekļa serveris (tālvadībai un konfigurēšanai)
Smart Drive: USB zibatmiņas diska konfigurācijas datu glabāšanai
Jauda: universālā ieeja: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominālā jauda) ****
Izmēri: 10,5" (26,7 cm) H, 18,2" (46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L ****
Svars: 43 lbs. (19,3 kg.)

Normatīvie akti: Pilnīga medicīnisko ierīču atbilstība, ieskaitot 1. klases FDA un I klases MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Elektrodrošība IEC 60601-1 Red. 3.1 un EMC / EMI: FCC B klase un IEC 60601-1-2: Red. 4 - profesionālajām veselības aprūpes iestādēm
*** pamatojoties uz tipisku klīnisko pētījumu un tīkla konfigurāciju
**** displejs nav iekļauts