

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

SV - Svenska

Översikt

Virtua E är det perfekta, ekonomiska, lättanvända bilddistributionstillbehöret för alla modaliteter. Dess kompakta design har en pekskärm på bordsskivan, en avancerad processor för mottagning och hantering av studier, en robotinspelare och skrivare och ett användarvänligt gränssnitt. Den inbyggda skrivaren producerar lysande skivetiketter i fullfärg som inkluderar patientdemografi och anläggningens adress och logotyp för marknadsföring. Kunder kan skapa egna etiketter eller använda Codonics skivetikettdesignstjänst som erbjuds exklusivt till våra kunder.

Funktioner

- Registrerar och märker automatiskt patientstudier utan att binda dina orkstation eller anställda resurser
 - Studier kan enkelt ses från skivan på en arbetsstation med en eller flera DICOM-tittare, specialiserade tittare och / eller anpassade OEM-tittare *
 - HL7- och DICOM-strukturerade rapporter kan tas emot och matchas till en patients studie, vilket gör det möjligt att spela in både rapporten och studien tillsammans på samma skiva **
 - Berättade meddelanden ger fullständig systemstatus med en knapptryckning
 - Intuitiv pekskärm förvandlar nybörjare till experter på några minuter
 - Användargränssnittet finns på flera språk
 - Schemalagt arkiv registrerar automatiskt alla studier på skivan för säkerhetskopiering / katastrofåterställning. Den registrerar också en fullständig historik över alla arkivaktiviteter på varje skiva **
 - Ultrakompakt design möjliggör enkel placering
 - Uppfyller industristandarder inklusive DICOM del 10, IHE PDI och granskningsloggar för HIPAA-efterlevnad
- * inte alla tittare är standard
**Valfria funktioner

Specifikationer

Medieingång: En 20-skivs ingångsfack

Medieutmatning: Ett utmatningsfack på 25 skivor

Optisk enhet: En CD / DVD-enhet

Inspelningsbara format: CD-R, DVD-R
Etikettutskriftsteknik: Bläckstråle
Utskriftsupplösning: Upp till 4800 dpi
Bläckpatron: En färgpatron (CMY)
Användargränssnitt: 15 "LCD-pekskärm
Fjärråtkomst till webbläsare med Internet Explorer®
Prestanda:*** Upp till 25 CD-skivor per timme, 10 DVD-skivor per timme
Datalagring: 40 GB
Gränssnitt: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Nätverksprotokoll: DICOM Store SCP
DICOM-fråga / hämta (valfritt)
HTTP-webbserver (för fjärrkontroll och konfiguration)
Smart Drive: USB-minne för lagring av konfigurationsdata
Effekt: Universalingång: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (nominellkraft)****
Mått: 10,5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) B, 21,7" (55,1 cm) L ****
Vikt: 43 kg. (19,3 kg.)

Föreskrifter: Fullständig överensstämmelse med medicinsk utrustning inklusive klass 1
FDA och klass I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485:
2016, elsäkerhet IEC 60601-1 Ed. 3.1 och EMC / EMI: FCC klass B och IEC 60601-1-2: Ed. 4
för professionella vårdinrättningar

*** baserat på en typisk klinisk studie och nätverkskonfiguration

**** display ingår ej