

# Virtua<sup>®</sup> XR

## Medical Disc Publisher

---

### BG - български език

#### Общ преглед

TheКодоника Virtua XR Medical Disc Publisher записва до 62 CD или 31 DVD на час. Virtua е в крак с мултимодалността средни, и е специално проектиран за приложения с голям обем на изображения като MR, PET / CT, MRA и СТА, където системите за изображения изпращат десетки хиляди изображения на час. Персонализираните дискове се записват, етикетират и са готови за напускане с пациента без прекъсване на работния процес. Компактният дизайн на XR се отличава с усъвършенстван процесор за получаване и управление на изследвания, роботизиран записващ диск и принтер и удобен за потребителя интерфейс със сензорен екран. Вграденият принтер произвежда брилянтни, пълноцветни етикети на дискове, които включват демографски данни на пациента и адрес и лого на съоръжението за маркетинг. Клиентите могат да създават свои собствени етикети или да използватКодоника услуга за дизайн на дискови етикети, предлагана изключително на нашите клиенти.

#### Характеристики / предимства

- Автоматично записва проучвания на пациенти, без да обвързвате работната си станция или ресурсите на служителите
- Създаване и етиктиране на дискове при поискване директно от работни станции за модалност
- Проучванията могат да бъдат удобно разглеждани от диск на работна станция, като се използва един или повече

DICOM зрители, специализирани зрители и / или персонализирани OEM зрители \*

- HL7 и DICOM структурирани отчети могат да бъдат получени и съпоставени с проучването на пациента, което позволява

записът на доклада и проучването заедно на един и същ диск \*\*

- Интуитивният сензорен екран превръща новациите в експерти за минути
- Потребителският интерфейс е достъпен на множество езици

- Scheduled Archive автоматично записва всички проучвания на диск за архивиране / възстановяване при бедствия.

Той също така записва пълна история на всички архивни дейности на всеки диск \*\*

- Компактният дизайн позволява лесно разполагане
- Отговаря на индустриалните стандарти, включително DICOM част 10, IHE PDI и одитните дневници за съответствие с HIPAA

\* не всички зрителни са стандартни

\*\* незадължителни функции

## Спецификации

Медийни входове: Две входящи кутии с 50 диска

Media Output: Един изходен контейнер с 25 диска

Оптични устройства: Две CD / DVD устройства

Записваеми формати: CD-R, DVD-R

Технология за печат на етикети: Inkjet

Резолуция на печат: До 4800 dpi

Касета с мастило: Една трицветна касета

Потребителски интерфейс: Интегриран / подвижен 15 "LCD сензорен екран и отдалечен достъп до уеб браузър

Производителност:\*\*\* До 62 CD на час, 31 DVD на час

Процесор: Intel® Celeron® G3900

Памет: 4 GB

Съхранение на данни: 190 GB

Интерфейс: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Мрежови протоколи: DICOM Store SCP (до 24 едновременни връзки)

DICOM заявка / извличане (по избор)

HTTP уеб сървър (за дистанционно управление и конфигуриране)

Smart Drive: USB флаш устройство за съхранение на конфигурационни данни

Мощност: Универсален вход: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (номинална мощност)

Размери: 26.7"(67,8 cm) H, 19,2 "(48,6 cm) W, 26,7" (67,8 cm) L

Тегло: 60 lbs. (28 кг.)

Регулаторно: Пълно съответствие на медицинските изделия, включително клас 1 FDA и клас I

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO

13485: 2016, Електрическа безопасност IEC 60601-1 Изд. 3.1 и EMC / EMI:

FCC клас B и IEC 60601-1-2: Изд. 4 за Professional

Здравни заведения

\*\*\* въз основа на типично клинично проучване и конфигурация на мрежата