

Virtua® E

CD/DVD ディスク パブリッシャー



CODONICS

Defining Image Distribution

Virtua® E

CD/DVD ディスクパブリッシャー



概要

コドニックスのCD/DVDディスクパブリッシャー Virtua E (バーチュア E) は、CD/DVD へのDICOMデータの書き込み、DICOMビューワの添付、ラベル印刷までを簡単な操作で全自動で行なえる小型・廉価版ディスクパブリッシャーです。CD/DVD対応のドライブ、高速ラベルプリンター、DICOM及びWEBサーバー機能を有するコントローラーがコンパクトなボディに凝縮された独立・統合型ディスクパブリッシャーです。Virtua Eは、DICOM Part 10、IHE PDIに準拠、汎用性の高いDICOMビューワ付きCD/DVDを卓上タッチスクリーンによる簡単な操作で高速・自動作成、フィルムレス環境下でコストダウンとワークフローの改善をサポートします。

機能/利点

- ワークステーションやPACS端末でのディスク作成作業による負担を軽減、専従オペレーター不要でDICOMビューワとラベル付きCD/DVDを簡単に自動作成できます
 - Virtua Eで作成されるCD/DVDには汎用性の高いコドニックスDICOMビューワが標準添付、他社製DICOMビューワを書き込むことも可能です*
 - HL7レポートに対応、レポートとDICOM画像データを1枚のディスクに書き込むことが可能です。ホットフォルダ機能により画像・文書データなどあらゆるファイルを書き込みます**
 - ナレーションボタンでステータスメッセージを聞くことができます
 - 卓上タッチスクリーンに表示される使い易いウェブユーザーインターフェイスは日本語対応しています
 - スケジュールアーカイブ機能により設定された日時に自動的にバックアップディスクを作成。メディアディスク内の履歴機能を使えば災害時のデータ復旧にも利用できます**
 - コンパクト設計で、キーボードやマウスも不要、設置場所を選びません
 - ウェブサーバー機能により、ネットワーク上のウェブブラウザ機能を有する端末からの遠隔操作が可能。
 - DICOM Part 10、IHE PDIなどの業界標準規格に準拠、HIPAA法で求められるディスク作成ログもしっかり記録されます
- *他社製ビューワはオプションです
**オプション機能となります

仕様

| | |
|---------------|---|
| メディアサプライ数: | 20枚 (ディスクホルダーに装填できる枚数) |
| メディアレシーブ数: | 25枚 (本体レシーブトレイで受けられる枚数) |
| 書込みドライブ: | シングルドライブ (CD/DVD) |
| 使用可能メディア: | CD-R, DVD-R |
| ラベルプリント方式: | インクジェット |
| 印刷解像度: | 4800 dpi (BEST設定時) |
| インクカートリッジ: | シングルカラーカートリッジ (CMY) |
| ユーザーインターフェース: | 15インチ液晶タッチスクリーン WEBブラウザ (同一ネットワーク上の端末から遠隔操作可能) |
| 処理能力***: | ~ CD 25枚/時、DVD 10枚/時 |
| 画像保存領域: | 40 GB |
| インターフェイス: | 10/100 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| ネットワークプロトコル: | DICOM Store SCP, Query/Retrieve HTTP Web Server (遠隔操作・設定可能) |
| スマートドライブ: | USB フラッシュドライブ (設定データ保存) |
| 電源: | 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (定格出力)**** |
| 外形寸法: | 幅46.2cm 奥行55.1cm 高さ26.7cm |
| 重量: | 19.3 kg |
| 適合規格: | FDA(Class 1), CE(MDD), GMP/QSR, ISO 13485:2003, 60601-1 Safety, GMP/QSR, ISO13485:2003, 60601-1 Safety, EMC/EMI (55011(B) & 60601-1-2) for Healthcare Facilities |

***標準的な検査データ量を書き込んだ場合の処理枚数です
****ディスプレイは含みません

この製品は日本国内限定モデルです



タッチスクリーン画面



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.
Patent No. 7,375,737; Patent Pending. Printed in the U.S.A.
Copyright © 2007-2010 Codonics, Inc. 2/2010



コドニックス・リミテッド株式会社
コドニックス・ジャパン有限会社
東京都港区芝浦 1-3-11 ニュー芝浦ビル
電話: 03-5730-2297
FAX: 03-5730-2295
www.codonics.co.jp



Call Codonics today at (03) 5730-2297 or
visit www.codonics.co.jp for more information.